

Transilluminateurs UV 254, 312 et 365 nm compacts



- démarrage rapide
- choix de l'intensité : haute (100%) ou basse (70%), uniquement pour les modèles à longueur d'onde unique
- couvercle de protection contre les rayons UV ajustable, dimensions 330 x 250 mm

longueur d'onde	254 nm	312 nm	365 nm	254/365 nm	254/312 nm
tubes lampes UV	6 tubes, 8 W/tube				
dimensions filtre	21 x 21 cm				
dimensions (lpxh) / poids	340 x 295 x 100 mm / 7,5 kg	340 x 295 x 100 mm / 7,5 kg	340 x 295 x 100 mm / 7,5 kg	340 x 295 x 100 mm / 7,5 kg	340 x 295 x 100 mm / 7,5 kg
Transilluminateurs 21 x 21 cm	MJ1410	MJ1420	MJ1430	MJ1440	MJ1450
Transilluminateurs 26 x 21 cm	MJ1415	MJ1425	MJ1435	MJ1445	MJ1455