

## Générateurs pour électrophorèse

- ▶ générateurs à 2 ou 4 sorties parallèles
- ▶ 300 V à 500 V - 400 mA à 3000 mA

- affichage LED ou LCD, selon modèle
- conditions ambiante : +4 à +40°C
- détection de court-circuits, de surcharge ou de surchauffe



tension max.	300 V	500 V	300 V	300 V	500 V
intensité max.	400 mA	400 mA	700 mA	3000 mA	800 mA
puissance max.	60 W	120 W	150 W	300 W	300 W
courant de sortie	voltage ou courant constants	voltage ou courant constants	voltage ou courant constants	voltage ou courant constants	voltage ou courant constants
programmes	1 programme x 2 segments	1 programme x 2 segments	30 programmes x 6 segments	30 programmes x 6 segments	30 programmes x 6 segments
minuterie	1 à 999 minutes avec alarme ou mode continu	1 à 999 minutes avec alarme ou mode continu	constant 1 à 9999 min. avec alarme ou programmable 1 à 999 min. avec alarme	constant 1 à 9999 min. avec alarme ou programmable 1 à 999 min. avec alarme	constant 1 à 9999 min. avec alarme ou programmable 1 à 999 min. avec alarme
écran	affichage LED	affichage LED	LCD 2,4 pouces	LCD 2,4 pouces	LCD 2,4 pouces
prises de sortie	2 paires	2 paires	4 paires	4 paires	4 paires
dimensions (lxpxh)	140 x 191 x h84 mm	140 x 191 x h84 mm	215 x 335 x h104 mm	215 x 335 x h104 mm	215 x 335 x h104 mm
poids	1 kg	1 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg
Générateurs	LN4074 <a href="#">1</a>	LN4174 <a href="#">2</a>	LN4274 <a href="#">3</a>	LN4574	LN4474 <a href="#">4</a>