


Enregistreurs papier 1 voie ou 2 voies

- ▶ design ergonomique
- ▶ largeurs 120, 200 ou 250 mm
- ▶ relevage électrique des plumes



- appareils compacts et performants
- **16 vitesses papier** : 0,1 à 20 mm/min ou mm/s
- entrée de mesure asymétrique
- zéro réglable sur largeur totale $\pm 200\%$
- dilatation d'échelle : 100 à 250%
- relevage électrique des plumes
- exactitude : $\pm 0,35\%$ / $\pm 10 \mu V$
- linéarité $\pm 0,25\%$, reproduct. : $\pm 0,25\%$
- temps de réponse 120 ms - vitesse 1 m/s
- impédance d'entrée :
 - >30 Mohm (mV) - 2 Mohm (V) - <1 ohm (mA)
- dérive en température :
 - 0,1 $\mu V/^{\circ}C$ (mV) - 10 $\mu V/^{\circ}C$ (V)
- dérive à long terme : 1 μV /mois
- bande passante : 3,6 Hz sinus à -3 dB
- alimentation 115 à 230 V - 20 W
- dimensions (lpxh) :
 - largeur 120 mm : 261x350x127 mm / 3 kg
 - largeur 200 mm : 340x350x127 mm / 3 kg
 - largeur 250 mm : 390x350x127 mm / 3 kg

largeur	120 mm	200 mm	250 mm
1 voie	L1201E	L2001E	L2501E
2 voies	L1202E	L2002E	L2502E
accessoires			
papier enregistreur rouleau 16 m	L3110	L3120	L3130
plumes vertes, les 5	L3005	L3005	L3005
plumes rouges, les 5	L3015	L3015	L3015