

Gants cryogéniques -196°C et anti-chaueur en cuir

Cat. III



- -200°C à +250°C
- imperméables, antistatiques
- cuir à grain, épaisseur 0,9 mm
- doublure en molleton de polyester multicouches (240 g/m²)
- fermeture et réglage Velcro®
- longueur totale 38 cm

i EN 420

EN 388 2 2 2 2

EN 511 3 3 1

EN 407 x 2 x x x x

taille	référence	Prix HT
8	CK1230 la paire	
9	CK1231 la paire	
10	CK1232 la paire	
11	CK1233 la paire	

Gants cryogéniques -196°C en cuir, usage intensif

Cat. III



- -200°C à +150°C
- imperméables
- en croûte de cuir flexible, d'épaisseur 1,2 mm
- doublure en molleton de polyester multicouches (240 g/m²)
- longueur totale 38 cm

i EN 420

EN 388 3 2 4 3

EN 511 2 3 1

taille	référence	Prix HT
10	CK1210 la paire	
11	CK1211 la paire	

Gants cryogéniques -196°C tissu composite

Cat. III



- -200°C à +150°C
- imperméables
- en tissu composite élastique de couleur bleue
- doublure en molleton de polyester multicouches (240 g/m²)
- longueur 40 cm ou 55 cm

taille	longueur 40 cm	longueur 55 cm	longueur 70 cm
7 la paire	CK1220	-	-
8 la paire	CK1221	CK1226	CK1236
9 la paire	CK1222	CK1227	CK1237
10 la paire	CK1223	CK1228	CK1238
11 la paire	CK1224	CK1229	CK1239

Gants cryogéniques -196°C jusqu'à 65 cm

Cat. III



- -196°C à +150°C
- imperméables à l'eau
- tissu composite avec membrane polyuréthane de couleur bleue
- doublure en molleton de polyester (240 g/m²)
- serrage et réglage par auto-agrippant 15 cm
- 4 longueurs : 38 cm, 45 cm, 55 cm ou 65 cm

taille	référence Prix HT	référence Prix HT	référence Prix HT	référence Prix HT
	longueur 38 cm	longueur 45 cm	longueur 55 cm	longueur 65 cm
7	CK1240	CK1250	-	-
8	CK1241	CK1251	CK1261	CK1271
9	CK1242	CK1252	CK1262	CK1272
10	CK1243	CK1253	CK1263	CK1273
11	CK1244	CK1254	CK1264	CK1274

Gants cryogéniques -190°C azote liquide en phase vapeur

Cat. III



- résistent à l'eau condensée sur les surfaces froides
- couche externe en polyamide tissé bleu revêtu d'un film imperméable
- couche médiane en microfibre polyoléfine/polyester
- doublure en coton
- attache à l'intérieur de la manchette
- longueur 37, 50 ou 60 cm

taille	référence Prix HT	référence Prix HT	référence Prix HT	référence Prix HT
	longueur 37 cm	longueur 37 cm, élastiques 1	longueur 50 cm 2	longueur 60 cm 3
8	BP1350	BP1351	BP1550	BP1650
9	BP1360	BP1361	BP1560	BP1660
10	BP1380	BP1381	BP1580	BP1680
11	BP1390	BP1391	BP1590	BP1690