

### Gants SHIELDskin™ néoprène / nitrile 300 mm

Cat. III

- en nitrile et néoprène
- deux couches de protection : intérieur blanc, extérieur rouge
- non poudrés, chloration et lavages multiples
- étanches aux virus : ISO 16604
- risque biologique : AQL 0,65
- épaisseur : doigts 0,35 mm, paume 0,25 mm, manchette 0,18 mm
- longueur 300 mm
- ambidextres



tailles	référence	Prix HT
<b>XS 6</b>	<b>GD1006</b>	les 40
<b>S 7</b>	<b>GD1007</b>	les 40
<b>M 8</b>	<b>GD1008</b>	les 40
<b>L 9</b>	<b>GD1009</b>	les 40
<b>XL 10</b>	<b>GD1010</b>	les 40
<b>XXL 11</b>	<b>GD1011</b>	les 40

### Gants SHIELDskin™ Bright latex 300 mm

Cat. III

**i** Risques  
au quotidien.

- 100% latex
- non poudrés, chloration et lavages multiples
- taux de protéines < 30 µg/g
- étanches aux virus ISO 16604
- risque biologique : AQL 0,65
- épaisseur : doigts 0,16 mm, paume 0,14 mm, manchette 0,10 mm
- longueur 300 mm
- coloris naturel



taille	référence	Prix HT
<b>XS 6</b>	<b>GD1406</b>	les 50
<b>S 7</b>	<b>GD1407</b>	les 50
<b>M 8</b>	<b>GD1408</b>	les 50
<b>L 9</b>	<b>GD1409</b>	les 50
<b>XL 10</b>	<b>GD1410</b>	les 50

### Gants SHIELDskin™ orange nitrile 260 et 300 mm

Cat. III



**i** Risques  
biologiques  
élevés.

- en nitrile et néoprène
- non poudrés, chloration et lavages multiples
- deux couches de protection : intérieur blanc et extérieur orange
- anti allergiques
- étanches aux virus ISO 16604
- résistance aux cytotoxiques
- risque biologique : AQL 0,65
- épaisseur : doigts : 0,17 mm, paume : 0,14 mm, manchette : 0,10 mm
- longueur 260 ou 300 mm suivant modèle
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
<b>longueur : 260 mm</b>		
<b>XS 6</b>	<b>GD1106</b>	les 90
<b>S 7</b>	<b>GD1107</b>	les 90
<b>M 8</b>	<b>GD1108</b>	les 90
<b>L 9</b>	<b>GD1109</b>	les 90
<b>XL 10</b>	<b>GD1110</b>	les 90
<b>longueur : 300 mm</b>		
<b>XS 6</b>	<b>GD1206</b>	les 50
<b>S 7</b>	<b>GD1207</b>	les 50
<b>M 8</b>	<b>GD1208</b>	les 50
<b>L 9</b>	<b>GD1209</b>	les 50
<b>XL 10</b>	<b>GD1210</b>	les 50
<b>Stériles, longueur : 300 mm</b>		
<b>XS 6</b>	<b>GD1306</b>	les 20
<b>S 7</b>	<b>GD1307</b>	les 20
<b>M 8</b>	<b>GD1308</b>	les 20
<b>L 9</b>	<b>GD1309</b>	les 20
<b>XL 10</b>	<b>GD1310</b>	les 20



### Gants DuoSHIELD™ PFT latex 240 texturés

Cat. III



- 100% latex
- non poudrés, chloration et lavages simples
- détection des trous
- taux de protéines < 30 µg/g
- risque biologique : AQL 1,5
- épaisseur : doigts 0,14 mm, paume 0,11 mm, manchette 0,09 mm
- longueur : 240 mm,
- coloris naturel



taille	référence	Prix HT
<b>XS 6</b>	<b>GD2106</b>	les 100
<b>S 7</b>	<b>GD2107</b>	les 100
<b>M 8</b>	<b>GD2108</b>	les 100
<b>L 9</b>	<b>GD2109</b>	les 100
<b>XL 10</b>	<b>GD2110</b>	les 100

### Gants DuoSHIELD™ LPS latex 240 lisses légèrement poudrés

Cat. III



- 100% latex
- légèrement poudrés
- taux de protéines < 200 µg/g
- risque biologique : AQL 1,5
- épaisseur doigts : 0,13 mm
- épaisseur paume : 0,11 mm
- épaisseur manchette : 0,08 mm
- longueur : 240 mm
- coloris naturel



taille	référence	Prix HT
<b>XS 6</b>	<b>GD2206</b>	les 100
<b>S 7</b>	<b>GD2207</b>	les 100
<b>M 8</b>	<b>GD2208</b>	les 100
<b>L 9</b>	<b>GD2209</b>	les 100
<b>XL 10</b>	<b>GD2210</b>	les 100