

Gants latex PFE-XTRA non poudrés manchettes longues KIMTECH

Cat. III



i Spécial cultures, épais, longs et résistants.

- latex naturel
- finition texturée
- 50% plus épais et 25 % plus long qu'un gant classique
- très résistants à la pénétration virale et aux produits cytotoxiques
- manchette à bord roulé
- risque biologique : AQL 1,5
- épaisseur : 0,19 mm à la paume
- longueur totale : 280 mm
- coloris naturel
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
S 7	GD3707 les 50	
M 8	GD3708 les 50	
L 9	GD3709 les 50	
XL 10	GD3710 les 50	

Gants latex PURE G5 non poudrés KIMTECH

Cat. III



i Bonne résistance.

- latex naturel, non poudré
- très faible taux de particules
- faible risque d'allergie
- grip texturé
- résistance supérieure à un gant standard
- risque biologique : AQL 1,5
- manchette longue 300 mm



taille	référence	Prix HT
S 7	GD3907 les 100	
M 8	GD3908 les 100	
L 9	GD3909 les 100	
XL 10	GD3910 les 100	

Gants latex PURE G3 non poudrés spécial salle blanche KIMTECH

Cat. III



i Utilisation en laboratoire sensible et salle blanche.

- latex sans particule (particules de $0,3 \mu\text{m} < 250 / \text{cm}^2$)
- faible teneur en protéines
- épaisseur : 0,13 à 0,16 mm
- manchette longue : 300 mm
- emballage double sachet plastique



taille	référence	Prix HT
S 7	GD4007 les 100	
M 8	GD4008 les 100	
L 9	GD4009 les 100	
XL 10	GD4010 les 100	

Gants PURPLE nitrile XTRA non poudrés manchettes longues KIMTECH

Cat. III



i Spécial cultures.

- 100% nitrile sans latex
- anti allergiques : type IV agents chimiques de fabrication, type I protéines de latex (taux < 50 $\mu\text{g/g}$)
- excellente résistance chimique et mécanique
- résistants à la pénétration virale, aux produits cytotoxiques et au B.E.T.
- manchette à bord roulé
- grand confort
- finition texturée aux extrémités des doigts
- risque biologique AQL : 0,65
- épaisseur : 0,11 mm à la paume
- longueur : 300 mm
- couleur mauve
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
XS 6	GD3806 les 50	
S 7	GD3807 les 50	
M 8	GD3808 les 50	
L 9	GD3809 les 50	
XL 10	GD3810 les 50	

Gants latex PURE G3 non poudrés stériles KIMTECH

Cat. III



i Laboratoire sensible et salle blanche ISO3 ou plus.

- latex, non poudré
- faible taux de particules < 350 / cm^2
- taux protéines < 50 mg / g
- risque biologique : AQL 1,5
- épaisseur 0,23 à 0,65 mm
- manchette longue : 300 mm
- anatomiques main droite / gauche
- emballés par paire



taille	référence	Prix HT
6	GD4106 les 20 paires	
6½	GD4165 les 20 paires	
7	GD4107 les 20 paires	
7½	GD4175 les 20 paires	
8	GD4108 les 20 paires	
8½	GD4185 les 20 paires	
9	GD4109 les 20 paires	
10	GD4110 les 20 paires	

Gants nitrile PURE G3 NXT non poudrés KIMTECH

Cat. III



i Pour salle blanche ISO3 ou plus.

- nitrile, sans latex, sans silicone
- anti allergiques
- propriétés dissipatives électrostatiques
- extrémités des doigts texturées
- manchette à bord roulé
- risque biologique AQL 1,5
- longueur : 300 mm
- ambidextres
- emballés en double sachet dans une salle blanche Classe 100



taille	référence	Prix HT
XS 6	GD4206 les 100	
XL 10	GD4210 les 100	