


Gants KleenGuard G10
nitrile bleu
non poudrés

Cat. I

i Contact alimentaire



- nitrile sans latex
- anti allergies type I
- extrémités texturées
- risque biologique AQL 4,0
- épaisseur 0,05 mm
- longueur 240 mm
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
S 7	GD4307 les 100	
M 8	GD4308 les 100	
L 9	GD4309 les 100	
XL 10	GD4310 les 90	

Gants Sensitex
latex LCH Médical
légèrement poudrés

Cat. I

i EN 455 1 2 3

i Haute sensibilité.



- en latex naturel
- légèrement poudrés à l'amidon de maïs
- bord roulé
- risque biologique AQL 1,5
- longueur 240 mm
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD6006 les 100	
S 7	GD6007 les 100	
M 8	GD6008 les 100	
L 9	GD6009 les 100	
XL 10	GD6010 les 100	

Gants NeoTouch
néoprène
non poudrés
ANSELL

Cat. III

- en néoprène, intérieur polyuréthane
- prévention contre les allergies type I et réactions cutanées
- confort similaire au latex
- bord roulé
- résistants à la perforation
- extrémité texturée
- grande résistance aux acides, base et alcools, produits chimiques
- risque biologique AQL 1,5
- épaisseur : 0,13 mm




taille	référence	Prix HT
longueur 240 mm		
6 1/2 / 7	GD7567 les 100	
7 1/2 / 8	GD7578 les 100	
8 1/2 / 9	GD7589 les 100	
9 1/2 / 10	GD7510 les 100	
longueur 290 mm		
6 1/2 / 7	GD7667 les 100	
7 1/2 / 8	GD7678 les 100	
8 1/2 / 9	GD7689 les 100	
9 1/2 / 10	GD7610 les 100	

Gants Touch N Tuff
nitrile poudrés /
non poudrés ANSELL

Cat. III

Confortables et sûrs.



- 100% nitrile, sans ajout de cires, de silicone ou de plastifiants
- propriétés antistatiques : normes EN 1149-1 et 3
- norme EN 421 pour les modèles longueur 300 mm
- protection contre les projections accidentelles : résistance chimique supérieure au latex ou au vinyle
- usage unique
- très résistants, ultra minces
- épaisseur 0,12 mm
- confortables
- haute sensibilité
- bord roulé
- risque biologique AQL 1,5
- coloris vert

taille	référence	Prix HT
longueur 240 mm poudrés extrémités des doigts texturées		
6 1/2 / 7	GD7267 les 100	
7 1/2 / 8	GD7278 les 100	
8 1/2 / 9	GD7289 les 100	
9 1/2 / 10	GD7210 les 100	
longueur 240 mm non poudrés lisses		
6 1/2 / 7	GD7367 les 100	
7 1/2 / 8	GD7378 les 100	
8 1/2 / 9	GD7389 les 100	
9 1/2 / 10	GD7310 les 100	
longueur 300 mm non poudrés extrémités des doigts texturées		
6 1/2 / 7	GD7467 les 100	
7 1/2 / 8	GD7478 les 100	
8 1/2 / 9	GD7489 les 100	
9 1/2 / 10	GD7410 les 100	

Gants KleenGuard G10
nitrile
non poudrés

Cat. I

i Contact alimentaire



- nitrile sans latex
- non poudrés
- contact alimentaire
- extrémités texturées
- manchettes à bord roulé
- risque biologique AQL 1,5
- épaisseur : 0,05 mm
- coloris bleu arctique
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
S 7	GD4407 les 200	
M 8	GD4408 les 200	
L 9	GD4409 les 200	
XL 10	GD4410 les 180	

Gants Sensitex
latex LCH Médical
non poudrés

Cat. I



- en latex
- non poudrés
- bord roulé
- risque biologique AQL 1,5
- longueur 240 mm
- ambidextres
- coloris blanc




taille	référence	Prix HT
XS 6	GD6106 les 100	
S 7	GD6107 les 100	
M 8	GD6108 les 100	
L 9	GD6109 les 100	
XL 10	GD6110 les 100	

Gants d'examen SENSISKIN
nitrile non poudrés
haute sensibilité

Cat. I



- en nitrile
- non poudrés
- résistants aux agressions chimiques
- souples
- grande sensibilité
- risque biologique AQL 1,5
- longueur 240 mm
- coloris bleu



taille	référence	Prix HT
XS 6	GD6406 les 100	
S 7	GD6407 les 100	
M 8	GD6408 les 100	
L 9	GD6409 les 100	
XL 10	GD6410 les 100	