

Distributeurs universels inox pour boîtes de gants



- en inox
- conformes HACCP
- distributeurs universels compatibles avec toutes les marques
- nettoyage facile
- fixation murale, vis et chevilles fournies

	référence	Prix HT
1 boîte	135 x 93 x h270 mm	JR1030 [1]
2 boîtes	276 x 93 x h270 mm	JR1040 [2]
3 boîtes	415 x 93 x h270 mm	JR1050 [3]

Gants Diamond Grip Plus latex non poudrés texturés

Cat. III



- latex naturel première qualité
- non poudrés
- surface texturée
- poignets retournés
- risque biologique AQL : 1,5
- épaisseur 0,16 mm
- longueur 245 mm
- coloris naturel
- ambidextres



EN 420



EN 455
1 2 3



EN 374-2
Niveau 2



EN 374-3

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD4506 les 100	
S 7	GD4507 les 100	
M 8	GD4508 les 100	
L 9	GD4509 les 100	
XL 10	GD4510 les 100	

Gants MICROFLEX 63-864 latex non poudrés rugueux

Cat. III



- latex naturel
- intérieur couche de polymère, sans poudre
- surface texturée
- poignets retournés
- quantité de protéine : 50 µg/g
- risque biologique AQL : 1,5
- épaisseur 0,16 mm
- longueur 245 mm
- coloris naturel
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD4606 les 100	
S 7	GD4607 les 100	
M 8	GD4608 les 100	
L 9	GD4609 les 100	
XL 10	GD4610 les 100	



EN 455



CE1935/2004

Gants MICROFLEX 93-843 protection renforcée nitrile non poudrés

Cat. III



- 100% nitrile
- poignets retournés, intérieur chloriné, sans poudre
- texturés à l'extrémité des doigts
- risque biologique AQL : 0,65
- épaisseur : manchette : 0,11 mm
paume : 0,12 mm
bout des doigts : 0,18 mm
- longueur : 245 mm
- coloris bleu violet
- ambidextres



EN 420



EN 455
1 2 3



EN 374-2
Niveau 3



EN 374-3

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD4806 les 100	
S 7	GD4807 les 100	
M 8	GD4808 les 100	
L 9	GD4809 les 100	
XL 10	GD4810 les 100	

Gants SUPRENO EC-PLUS nitrile non poudrés manchettes longues

Cat. III



- 100 % nitrile
- intérieur : couche de polymère, sans poudre
- texturés au bout des doigts
- risque biologique AQL : 0,65
- épaisseur : manchette : 0,10 mm
paume : 0,12 mm
bout des doigts : 0,18 mm
- longueur manchettes : 295 mm
- coloris bleu
- ambidextres



EN 420



EN 455
1 2 3



EN 374-2
Niveau 3



EN 374-3

taille	référence	Prix HT
S 7	GD4907 les 50	
M 8	GD4908 les 50	
L 9	GD4909 les 50	
XL 10	GD4910 les 50	

Gants FreeForm SE nitrile non poudrés confort "Super-soft"

Cat. III



- 100 % nitrile
- intérieur : couche de polymère, sans poudre
- texturés à l'extrémité des doigts
- poignets : retournés
- risque biologique AQL : 1,5
- longueur : 245 mm
- coloris bleu
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD5006 les 100	
S 7	GD5007 les 100	
M 8	GD5008 les 100	
L 9	GD5009 les 100	
XL 10	GD5010 les 100	



EN 420



EN 455
1 2 3



EN 374-2



EN 374-3