

Masques médicaux 3 plis avec élastiques auriculaires


Cat. I

EN 14683 Type IIR

certification

DM 93/42/CE

Masque 3 couches



- masques 3 couches 175 x 95 mm
- revêtement intérieur en tissu non tissé doux et confortable, coloris bleu
- couche filtrante haute densité
- revêtement extérieur en tissu non tissé résistant aux projections, coloris bleu
- attache par 2 bandes auriculaires en nylon élastique
- clip de nez : bande métallique 100 mm, entièrement enfermée, réglable facilement
- filtration bactérienne $\geq 98\%$
- résistance à la traction entre la bande et le corps du masque $\geq 10N$
- minimisent la contamination causée par les micro-organismes expirés et réduisent l'exposition potentielle du porteur aux fluides corporels
- en boîte distributrice de 50
- fabriqués en France



référence

Prix HT

IN1010 Masques médicaux 3 plis, type IIR, BFE 98%, les 50