

## Papiers filtres absorbants

- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- grammage selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137



	blanc		gris		blanc	
vitesse	moyenne		moyenne		très rapide	
grammage	64 g/m <sup>2</sup>		65 g/m <sup>2</sup>		73 g/m <sup>2</sup>	
résistance	1,45 kg/cm <sup>2</sup>		-		1,25 kg/cm <sup>2</sup>	
épaisseur papier	0,15 mm		0,16 mm		0,17 mm	
temps de filtration	50 s		-		22 s	
porosité	10 à 20 µm		-		17 à 30 µm	
<b>feuilles</b>						
50 x 55 mm	FL1301	les 100	-	-	-	-
100 x 100 mm	FL1302	les 500	-	-	-	-
110 x 580 mm	-	-	-	-	FL1362	les 100
300 x 300 mm	FL1303	les 500	-	-	-	-
400 x 400 mm	FL1260	les 500	-	-	-	-
420 x 520 mm	LMR204	les 500	LMR214	les 500	-	-
450 x 450 mm	FL1304	les 100	-	-	-	-
450 x 600 mm	-	-	-	-	FL1363	les 500
460 x 570 mm	FL1262	les 100	-	-	-	-
500 x 500 mm	FL1263	les 500	-	-	FL1364	les 500
500 x 530 mm	FL1305	les 100	-	-	FL1365	les 100
520 x 520 mm	FL1264	les 500	-	-	FL1360	les 500
580 x 580 mm	FL1306	les 500	-	-	FL1366	les 500
600 x 600 mm	FL1266	les 100	-	-	-	-
	FL1265	les 500	-	-	FL1361	les 500
640 x 640 mm	FL1307	les 500	-	-	-	-
660 x 660 mm	FL1308	les 500	-	-	-	-
<b>feuilles pliées</b>						
420 x 520 mm	FL1270	les 500	FL1273	les 500	-	-
420 x 520 mm	FL1271	les 50	-	-	-	-
420 x 520 mm	FL1272	les 25	-	-	-	-

## Papiers filtres absorbants qualitatifs



- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- grammage selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- en boîte de 100 ou 500 feuilles



	blanc	
vitesse	rapide	
grammage	73 g/m <sup>2</sup>	
résistance	1,25 kg/cm <sup>2</sup>	
épaisseur papier	0,17 mm	
temps de filtration	22 s	
porosité	17 à 30 µm	
<b>feuilles</b>		
110 x 580 mm	FL1473	les 500
210 x 320 mm	FL1474	les 500
350 x 680 mm	FL1475	les 100
390 x 390 mm	FL1476	les 500
450 x 450 mm	FL1470	les 500
460 x 570 mm	FL1471	les 100
500 x 500 mm	FL1477	les 500
580 x 580 mm	FL1472	les 500
600 x 600 mm	FL1478	les 100



Résistants  
à l'eau et aux  
solvants.

## Draps d'examen

- draps d'examen, lisses ou gaufrés, 100% pure ouate de cellulose blanche

	draps lisses	draps gaufrés
présentation	rouleau de 150 formats	rouleau de 135 formats
format	2 plis	2 plis
grammage / pli	18 g/m <sup>2</sup>	18 g/m <sup>2</sup>
absorption	7,5 g/g	7,5 g/g
dimensions	50 x 38 cm	50 x 35 cm
Draps d'examen	AC1010 les 12 x 150	AC1015 les 9 x 135

