

Flacon rond col étroit en polycarbonate

PLASTIQUE
polycarbonate

i Préparation et stockage de milieux biologiques, de réactifs et de solutions aqueuses.

- polycarbonate haute transparence
- étanche
- capuchon en polypropylène sans joint
- résistant et durable, pour usage intensif et stérilisations répétées en autoclave à +121°C



capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
1000 ml	Ø97xh216mm	Ø28	AX1199	

Flacons ronds col étroit en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE



i Stockage de l'alcool.

- flacons cylindriques translucides
- bouchon inviolable à vis en PP et obturateur LDPE
- bouchon dentelé manipulation facile avec des gants
- bouchon d'insertion percé pour la distribution de liquide



capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
125 ml	Ø45xh106mm	Ø19mm	AX3234	
250 ml	Ø58xh128mm	Ø19mm	AX1193	
500 ml	Ø73 xh160mm	Ø19mm	AX1194	
1000 ml	Ø82 xh230mm	Ø19mm	AX1195	

Flacons gradués à col ISO étroit en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène



Kartell

- autoclavables (hors bouchon)
- bouchon et flacon avec orifices pour le plombage ou l'étiquetage



capacité	dimensions	col ISO	réf.	Prix HT
50 ml	Ø38xh92mm	GL18-Ø13mm	AX3220	
100 ml	Ø48xh108mm	GL18-Ø13mm	AX3221	
250 ml	Ø60xh150mm	GL25-Ø19mm	AX3222	
500 ml	Ø75xh182mm	GL25-Ø19mm	AX3223	
1000 ml	Ø95xh224mm	GL32-Ø23mm	AX3224	

Flacons opaques col étroit à vis en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE



Kartell

- épaulement perforé pour plombage et étiquetage
- parfaite étanchéité
- flacons gris opaque : protection totale contre la lumière
- graduations moulées



capacité	dimensions	col	graduations	référence	Prix HT
50 ml	Ø39 x h70 mm	Ø18,5 mm	10 ml	AX19321	
125 ml	Ø46 x h107 mm	Ø18,5 mm	20 ml	AX19322	
250 ml	Ø60 x h131 mm	Ø23 mm	25 ml	AX19323	
500 ml	Ø75 x h157 mm	Ø23 mm	50 ml	AX19324	
1000 ml	Ø95 x h208 mm	Ø33 mm	100 ml	AX19325	
2000 ml	Ø112 x h266 mm	Ø33 mm	100 ml	AX19326	

Flacons inviolables en polyéthylène

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE



- bouteilles cylindriques translucides
- couleur naturelle faible densité
- capuchon dentelé, manipulation facile avec des gants
- anneau inviolable : visser normalement dans un premier temps, puis visser à nouveau pour positionner complètement l'anneau inviolable, à l'ouverture, l'anneau, automatiquement cassé, reste sur le cou de la bouteille



capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
125 ml	Ø48 x h120 mm	35 mm	AX3240	
250 ml	Ø59 x h132 mm	35 mm	AX3241	
500 ml	Ø65 x h200 mm	28 mm	AX3242	
1000 ml	Ø81 x h230 mm	33 mm	AX3243	