

Flacons inviolables à col large en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



inviolable

- pots et couvercle en HDPE
- couvercle à vis avec œillets pour plombage rendant le flacon inviolable
- particulièrement adaptés aux expéditions sécurisées d'échantillons



capacité	dimensions	Ø col	référence	Prix HT
250 ml	Ø 64 x h118 mm	Ø 26,5 mm	AX7250	
500 ml	Ø 78 x h147 mm	Ø 40 mm	AX7500	
1000 ml	Ø 100 x h186 mm	Ø 50 mm	AX71000	
2000 ml	Ø 120 x h230 mm	Ø 50 mm	AX72000	

accessoire

plombs rouges, les 100 **B539929**

Flacons PTFE couvercle à vis

PLASTIQUE
PTFE

- 100 % PTFE, chimiquement inerte
- construction solide, parois épaisses
- température max. : +280°C
- capuchon à vis en PTFE



capacité	dimensions	ouverture	réf.	Prix HT
1 ml	Ø 16 x h27 mm	Ø 10 mm	C11300	
5 ml	Ø 22 x h35 mm	Ø 10 mm	C11302	
10 ml	Ø 26 x h50 mm	Ø 12 mm	C11303	
25 ml	Ø 33 x h61 mm	Ø 19 mm	C11304	
50 ml	Ø 43 x h76 mm	Ø 25 mm	C11305	
100 ml	Ø 52 x h88 mm	Ø 35 mm	C11306	
150 ml	Ø 60 x h90 mm	Ø 35 mm	C11307	
250 ml	Ø 67 x h115 mm	Ø 42 mm	C11308	
500 ml	Ø 80 x h150 mm	Ø 52 mm	C11309	
1000 ml	Ø 100 x h185 mm	Ø 57 mm	C11310	
2000 ml	Ø 120 x h240 mm	Ø 60 mm	C11311	

Flacons inviolables col large en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



inviolable

- épaulement perforé permettant un plombage rendant le flacon inviolable



capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
125 ml	Ø 52 x h103 mm	Ø 30 mm	AX38502	
250 ml	Ø 64 x h125 mm	Ø 37,5 mm	AX38503	
500 ml	Ø 82 x h154 mm	Ø 49 mm	AX38504	
1000 ml	Ø 102 x h188 mm	Ø 60 mm	AX38505	
2000 ml	Ø 122 x h244 mm	Ø 60 mm	AX38506	

Flacons gradués inviolables col large en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



inviolable

Kartell

- flacon avec obturateur
- épaulement perforé permettant un plombage rendant le flacon inviolable
- graduations moulées



capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 40 x h77 mm	Ø 24 mm	AX3111	
100 ml	Ø 48 x h89 mm	Ø 24 mm	AX3112	
250 ml	Ø 61 x h126 mm	Ø 34 mm	AX3113	
500 ml	Ø 75 x h158 mm	Ø 34 mm	AX3114	
1000 ml	Ø 93 x h200 mm	Ø 45 mm	AX3115	
2000 ml	Ø 115 x h247 mm	Ø 45 mm	AX3116	