

Pots à col large en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- flacons translucides incassables
- capuchon à vis en PP noir avec joint en polyéthylène
- large ouverture : idéal pour liquides, poudres, granulés, comprimés, capsules, pigments, matières alimentaires, produits chimiques etc.

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
100 ml	Ø48 x h79 mm	Ø 31 mm	B28211	
250 ml	Ø66 x h102 mm	Ø 41 mm	B28212	
500 ml	Ø81 x h124 mm	Ø 54 mm	B28213	
750 ml	Ø95 x h132 mm	Ø 54 mm	B28214	
1000 ml	Ø101 x h155 mm	Ø 69 mm	B28215	
1500 ml	Ø115 x h175 mm	Ø 69 mm	B28216	
2000 ml	Ø126 x h195 mm	Ø 69 mm	B28217	

Pots larges à vis forme basse en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène



- flacons cylindriques en polypropylène translucide et couvercles en polyéthylène blanc
- intérieur parfaitement lisse

capacité	dimensions internes	Ø ext.	poids	référence	Prix HT
250 ml	Ø 90 x h50 mm	Ø 104 mm	50 g	B6202250	
500 ml	Ø 90 x h100 mm	Ø 104 mm	70 g	B6202500	
1000 ml	Ø 111 x h126 mm	Ø 125 mm	110 g	B62021000	

Pots à col large polyéthylène HDPE avec capuchon à vis et obturateur

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



capacité	Ø interne col x hauteur	Ø externe corps	référence	Prix HT
30 ml	Ø 25 x h53 mm	Ø 32 mm	AX38400	
60 ml	Ø 38 x h48 mm	Ø 52 mm	AX38401	
90 ml	Ø 51 x h51 mm	Ø 60 mm	AX38402	
125 ml	Ø 51 x h62 mm	Ø 60 mm	AX38403	
170 ml	Ø 51 x h80 mm	Ø 60 mm	AX38421	
250 ml	Ø 54 x h100 mm	Ø 67 mm	AX38404	
400 ml	Ø 60 x h124 mm	Ø 74 mm	AX38424	
500 ml	Ø 67 x h131 mm	Ø 80 mm	AX38405	
500 ml	Ø 80 x h92 mm	Ø 105 mm	AX38406	
750 ml	Ø 86 x h127 mm	Ø 103 mm	AX38407	
1 000 ml	Ø 86 x h157 mm	Ø 103 mm	AX38408	
1 250 ml	Ø 86 x h173 mm	Ø 103 mm	AX38427	
1 550 ml	Ø 86 x h181 mm	Ø 113 mm	AX38409	
2 000 ml	Ø 86 x h283 mm	Ø 103 mm	AX38428	

Pots avec capuchon vissant en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

i Stockage d'échantillons, de poudres, d'aliments pour animaux, etc.



- col large
- autoclavables
- capuchon vissant sans joint
- bonne résistance chimique

capacité	dimensions	référence	Prix HT
30 ml	Ø 43 x h43 mm	SW3321	les 72
60 ml	Ø 53 x h47 mm	SW3322	les 48
125 ml	Ø 70 x h60 mm	SW3323	les 36
250 ml	Ø 89 x h66 mm	SW3307	les 36
500 ml	Ø 89 x h97 mm	SW3309	les 24
950 ml	Ø 120 x h100 mm	SW3326	les 24
1200 ml	Ø 120 x h132 mm	SW3327	les 24