

Flacons Boston col étroit clairs ou ambrés

WHEATON®

VERRE
sodocalcique



- idéal pour le stockage des solvants, produits chimiques ou échantillons
- livrés en boîte avec capuchons ou en vrac sans capuchon



capacité	dim. (Ø x h)	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons sans capuchon		flacons avec capuchon PP blanc joint polyvinyle 1		flacons avec capuchon phénoplaste noir, joint cône PE 2		flacons avec capuchon phénoplaste noir, joint caoutchouc 3	
flacons en verre clair										
30 ml	Ø31 x h79 mm	20/400	-		WT2026	les 48	WT2038	les 48	WT2044	les 48
60 ml	Ø39 x h94 mm	20/400	-		WT2027	les 24	WT2039	les 24	WT2045	les 24
125 ml	Ø48 x h112 mm	22/400	-		WT2028	les 24	WT2040	les 24	WT2046	les 24
250 ml	Ø60 x h136 mm	24/400	-		WT2029	les 12	WT2041	les 12	WT2047	les 12
500 ml	Ø75 x h168 mm	28/400	-		WT2030	les 12	WT2042	les 12	WT2048	les 12
1000 ml	Ø94 x h206 mm	33/400	-		WT2031	les 12	-		WT2049	les 12
Flacons en verre ambré										
30 ml	Ø31 x h79 mm	20/400	WT2050	les 432	WT2056	les 48	WT2068	les 48	-	
60 ml	Ø39 x h94 mm	20/400	WT2051	les 288	WT2057	les 24	WT2069	les 24	WT2074	les 24
125 ml	Ø48 x h112 mm	22/400	WT2052	les 160	-		WT2070	les 24	WT2075	les 24
250 ml	Ø60 x h136 mm	24/400	-		-		WT2071	les 12	-	
500 ml	Ø75 x h168 mm	28/400	WT2054	les 60	-		WT2072	les 12	WT2077	les 12
1000 ml	Ø94 x h206 mm	33/400	WT2055	les 12	-		WT2073	les 12	WT2078	les 12

Flacons col large ambrés

WHEATON®

VERRE
sodocalcique



- idéal pour le stockage des échantillons photosensibles ou des poudres sèches
- livrés en boîte avec capuchons ou en vrac sans capuchon



capacité	dim. (Ø x h)	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons sans capuchon		flacons avec capuchon PP blanc joint polyvinyle 1		flacons avec capuchon PP blanc joint mousse polyéthylène à face PTFE 2		flacons avec capuchon phénoplaste noir joint cône PE 3	
fermeture										
30 ml	Ø37 x h65 mm	28/400	WT2210	les 432	-		WT2222	les 24	-	
60 ml	Ø44 x h75 mm	33/400	WT2211	les 216	-		WT2223	les 24	-	
125 ml	Ø54 x h95 mm	38/400	WT2212	les 180	WT2218	les 24	WT2224	les 24	WT2230	les 24
250 ml	Ø66 x h119 mm	45/400	WT2213	les 84	-		WT2225	les 24	-	
500 ml	Ø80 x h146 mm	53/400	WT2214	les 60	WT2220	les 12	WT2226	les 12	-	
1000 ml	Ø99 x h178 mm	53/400	WT2215	les 36	-		-		-	

Flacons carrés, col standard

WHEATON®

VERRE
sodocalcique

- pour solvants, produits chimiques, échantillons
- en boîte avec capuchons ou en vrac sans capuchon



capacité	dim. (Ø x h)	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
fermeture			flacons sans capuchon		flacons avec capuchon PP blanc joint polyvinyle 1		flacons avec capuchon PP blanc, joint mousse polyéthylène à face PTFE 2		flacons avec capuchon phénoplaste noir joint cône PE 3		flacons avec capuchon phénoplaste noir joint caoutchouc 4	
15 ml	Ø 26 x h62 mm	20/400	-	-	WT2105	les 48	-	-	WT2117	les 48	-	-
30 ml	Ø 31 x h72 mm	24/400	WT2100	les 280	WT2106	les 48	-	-	WT2118	les 48	WT2122	les 48
60 ml	Ø 39 x h87 mm	28/400	WT2101	les 240	WT2107	les 48	WT2113	les 48	WT2119	les 48	WT2123	les 48
125 ml	Ø 45 x h111 mm	33/400	-	-	WT2108	les 24	-	-	WT2120	les 24	WT2124	les 24
250 ml	Ø 56 x h137 mm	43/400	-	-	WT2109	les 24	-	-	-	-	WT2125	les 24
500 ml	Ø 68 x h167 mm	48/400	WT2104	les 40	WT2110	les 24	-	-	-	-	WT2126	les 24

Flacons gradués col large

WHEATON®

VERRE
sodocalcique

- graduations en ml et en onces
- idéal pour le stockage
- en boîte avec capuchons ou en vrac sans capuchon



capacité	dim. (Ø x h)	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
fermeture			flacons sans capuchon		flacons avec capuchon PP blanc joint polyvinyle 1		flacons avec capuchon PP blanc, joint mousse polyéthylène à face PTFE 2		flacons avec capuchon phénoplaste noir joint cône PE 3		flacons avec capuchon phénoplaste noir joint caoutchouc 4	
30 ml	Ø 34 x h68 mm	33/400	WT2180	les 432	WT2185	les 48	WT2190	les 48	WT2195	les 48	WT2197	les 48
60 ml	Ø 42 x h83 mm	38/400	WT2181	les 288	WT2186	les 48	WT2191	les 48	WT2196	les 48	WT2198	les 48
125 ml	Ø 51 x h102 mm	48/400	WT2182	les 144	WT2187	les 24	WT2192	les 24	-	-	WT2199	les 24
250 ml	Ø 62 x h127 mm	58/400	WT2183	les 96	WT2188	les 24	WT2193	les 24	-	-	WT2200	les 24
500 ml	Ø 76 x h145 mm	70/400	WT2184	les 48	WT2189	les 24	WT2194	les 24	-	-	-	-

Capuchons de rechange

Capuchons PP blanc
joint polyvinyle

capuchon	référence	Prix HT
28/400	WT2083	les 72
43/400	WT1080	les 72
48/400	WT1072	les 72
89/400	WT2152	les 72

Capuchons PP blanc,
joint mousse polyéthylène
à face PTFE

capuchon	référence	Prix HT
24/400	WT2086	les 72
45/400	WT2232	les 72
58/400	WT1078	les 72
63/400	WT2153	les 72

Capuchons phénoplaste noir
joint cône PE

capuchon	référence	Prix HT
20/400	WT2088	les 72
24/400	WT2090	les 72
28/400	WT2091	les 72
33/400	WT2092	les 72

Capuchons phénoplaste noir
joint caoutchouc

capuchon	référence	Prix HT
20/400	WT2093	les 72
43/400	WT1082	les 72
48/400	WT1083	les 72