



Centrifugeuse à hématocrite

▶ hématocrite en 7 minutes

- cuve profonde en acier
- couvercle métallique avec système de verrouillage et sécurité anti-chute
- dispositif de déverrouillage d'urgence
- arrêt en cas de déséquilibre
- large panneau de commande simple et intuitif
- double affichage digital : temps restant et vitesse de rotation
- fonction centrifugation rapide instantanée : touche "Impuls"
- minuterie programmable 1 s à 99 minutes 59 s ou en continu
- rotor avec couvercle pour 24 tubes à microhématocrite avec dispositif de lecture intégré et coupelles protectrices individuelles avec maintien souple pour chaque capillaire
- rotor spécial avec couvercle pour 20 tubes pour analyse "quantitative buffy coat"

vitesse réglable	200 à 13 000 tr/min
réglage vitesse	10 tr/min (100 tr/min après 10000)
accélération maximale	16 060 g
capacité, selon rotor choisi	20 / 24 capillaires
dimensions (lxpxh) / poids	262 x 352 x h228 mm / 10 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Centrifugeuse à hématocrite sans rotor	H1801
rotors	
rotor standard pour 24 capillaires à hématocrite	1 H2076
rotor pour analyse "quantitative buffy coat" pour 20 tubes capillaires	2 H2056
accessoires	
tubes capillaires non héparinés BLEUS, les 100	TMHNN
tubes capillaires héparinés ROUGES, les 100	TMHH
pâte de scellement, les 10 plaquettes	TMHPS



Tubes capillaires microhématocrite LMR®



Contrôle électrostatique rigoureux du parallélisme et de conicité.

- la qualité des tubes utilisés dans la technique de microhématocrite est d'une importance capitale pour la précision des résultats obtenus : les tubes doivent être rigoureusement parallèles et la conicité réduite au minimum
- les tubes capillaires LMR® répondent rigoureusement aux exigences de parallélisme et de conicité
- longueur : 75 mm ±0,002 mm
- diamètre intérieur : 1,04 à 1,24 mm
- épaisseur des parois : 0,2 ±0,02 mm
- conicité 0,0254 mm pour 76,2 mm (0,03 %)
- extrémité colorée :
héparinés = **ROUGE**
non héparinés = **BLEU**

référence

TMHNN Tubes capillaires non héparinés **BLEUS**, la fiole de 100

TMHH Tubes capillaires héparinés **ROUGES**, la fiole de 100

Prix HT

Pâte de scellement



- pâte LMR® pour la fermeture des tubes capillaires
- cuvette à trous numérotés
- pâte blanche, la ligne de démarcation entre globules rouges et pâte est très nette

référence

TMHPS Pâte de scellement, boîte de 10 plaquettes

Prix HT