



Mise en suspension de produits lyophilisés ou précipités, homogénéisation ou broyage de tissus ou de cellules directement dans un microtube.

Micro-pilons coniques en polypropylène



- tige et cône en polypropylène
- cône à extrémité arrondie Ø 8 à 3 mm, longueur 19 mm
- autoclavables à 121°C

dim. pilon (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 4,8 x 210 mm	F199211 les 6	

Micro-pilons en polypropylène coloré



- tige et cône en polypropylène
- exempts de RNase, DNase et ADN
- 5 coloris : bleu, vert, orange, rouge et rose (2 pilons de chaque coloris)

pour volume	référence	Prix HT
0,5 ml	PP2090 les 10	
1,5 - 2 ml	PP2091 les 10	

Micro-pilons à usage unique en polypropylène



- tige et cône en polypropylène
- conditionnés en sachet de 100

dimensions pilon (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 3,2 x 143 mm	TB1270 les 100	

Broyeurs de Potter pilon conique en PTFE



- pointe de pilon conique en PTFE
- mortier en verre borosilicaté
- autoclavables et stérilisables

volume	dim. mortier	dim. pilon	référence	Prix HT
5 ml	Ø 13xh93mm	Ø 6,3x220mm	WT2662	

Mortiers et pilons de rechange

capacité	référence		Prix HT	
	mortier	pilon conique		
5 ml	WT2667	WT2672		

Broyeurs de Potter pilon rond en verre



- mortiers en verre borosilicaté, avec réservoir et bec verseur
- tête du pilon en PTFE
- entrefer pilon/tube : 0,15 à 0,25 mm

Mortier en verre

volume	mortier (Ø x h)	référence	Prix HT
2 ml	Ø 8 x 120 mm	C12160	
5 ml	Ø 12 x 135 mm	C12161	
10 ml	Ø 15 x 150 mm	C12162	
15 ml	Ø 19 x 155 mm	C12163	
30 ml	Ø 25 x 175 mm	C12164	
50 ml	Ø 32 x 195 mm	C12165	

Pilons en PTFE lisse ou cannelé

tube	dim. pilon	réf.		Prix HT	
		tête lisse	tête cannelée		
2 ml	Ø 6,3x230mm	C12170	C12180		
5 ml	Ø 6,3x235mm	C12171	C12181		
10 ml	Ø 6,3x270mm	C12172	C12182		
15 ml	Ø 6,3x270mm	C12173	C12183		
30 ml	Ø 6,3x270mm	C12174	C12184		
50 ml	Ø 6,3x270mm	C12175	C12185		

Broyeurs de Potter-Dounce pilon rond




Préserve un pourcentage élevé de mitochondries et de noyaux dans les tissus mous ou à partir de culture de cellules.



- en verre borosilicaté
- mortier avec réservoir et bec verseur
- autoclavables et stérilisables
- livrés avec deux pilons à boule : pilon étroit (entrefer 0,089 à 0,14 mm), pilon large (entrefer 0,025 à 0,076 mm)

volume	dim. mortier	long. pilon	référence	Prix HT
1 ml	Ø 11 x h48 mm	125 mm	WT2680	
7 ml	Ø 13 x h80 mm	175 mm	WT2681	
15 ml	Ø 22 x h95 mm	210 mm	WT2682	
40 ml	Ø 32 x h140 mm	285 mm	WT2683	

Broyeurs de Potter-Elvehjem pilon rond strié en PTFE



volume	dim. mortier	dim. pilon	réf.	Prix HT
30 ml	Ø 24 x 118 mm	Ø 6,3 x 266 mm	WT2624	
55 ml	Ø 30 x 130 mm	Ø 6,3 x 266 mm	WT2625	

Mortiers et pilons de rechange

capacité	référence		Prix HT	
	mortier	pilon rond avec stries		
30 ml	WT2584	WT2634		
55 ml	WT2585	WT2635		

- pointe de pilon en PTFE avec stries pour tissus durs ou broyage fin
- mortier en verre borosilicaté
- autoclavables et stérilisables
- entrefer pilon/mortier : 0,1 à 0,15 mm

Broyeurs de Potter-Elvehjem pilon rond en PTFE mortier en verre gainé



Verre gainé : sécurité assurée en cas de bris.

- pilon en PTFE, tige en inox
- mortier en verre borosilicaté gainé plastique
- autoclavables et stérilisables
- entrefer pilon/mortier : 0,1 à 0,15 mm

volume	dim. mortier	dim. pilon	réf.	Prix HT
10 ml	Ø 16 x 74 mm	Ø 6,3 x 219 mm	WT2602	
30 ml	Ø 24 x 118 mm	Ø 6,3 x 266 mm	WT2604	

Mortiers et pilons de rechange

capacité	référence		Prix HT	
	mortier	pilon rond		
10 ml	WT2612	WT2592		
30 ml	WT2614	WT2594		

