

## Enceinte UV - PCR



Les rayons UV désinfectent l'espace de travail et inactivent les échantillons d'ADN / ARN en continu pendant le traitement.

- ▶ décontamination par 3 lampes UV
- ▶ surface de travail en verre de sécurité
- ▶ peut être déplacée
- ▶ garantie 7 ans



|                                      |                          |                             |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| volume intérieur                     | 0,199 m <sup>3</sup>     |                             |
| dimensions internes                  | 550 x 600 x h606 mm      |                             |
| lampes UV                            | 3 lampes UV x 15 W.      |                             |
| éclairage LED puissance / luminosité | 16 W. / 900 Lux          |                             |
| matériau                             | zone de travail          | verre de sécurité           |
|                                      | façade                   | verre trempé épaisseur 4 mm |
| dimensions externes (lxpxh)          | 600 x 603 x h772 mm      |                             |
| poids                                | 60 kg                    |                             |
| alimentation / consommation          | 230 V - 50-60 Hz / 63 W. |                             |
| Enceinte UV - PCR                    | CR3510                   | CRPCR                       |
| accessoire                           |                          |                             |
| support tubulaire                    | CR2001                   | MOV60T                      |

- 3 lampes UV x 15 W germicides garantissent la stérilité de la surface de travail et empêchent toute contamination croisée entre les échantillons d'ADN et d'ARN
- éclairage par lampe LED
- minuterie pour la programmation des lampes UV et LED
- façade en verre trempé de 4 mm d'épaisseur pour protéger le personnel

des rayons UV

- façade avant relevable par un système de charnières, hauteur d'ouverture : 280 mm
- sécurité : mise hors service automatique des lampes UV en cas d'ouverture accidentelle de la façade
- étagère intérieure
- livrée complète et montée
- plan de travail en verre de sécurité