

Hottes filtrantes pour produits toxiques

Hotte 600 mm	
dimensions internes (lxpxh)	550 x 550 x h500 mm
dimensions externes (lxpxh)	600 x 600 x h800 mm
ouverture (lxh)	400 x h500 mm
poids	35 kg
Hotte filtrante 600 mm	LMH600 1
bac de rétention	LMH601 2
filtre charbon actif	LMH602 3
chariot à roulettes	LMH603 4

Hotte 1200 mm	
dimensions internes (lxpxh)	1150 x 550 x h500 mm
dimensions externes (lxpxh)	1200 x 600 x h800 mm
ouverture (lxh)	850 x h500 mm
poids	45 kg
Hotte filtrante 1200 mm	LMH1200
bac de rétention	LMH1201
filtre charbon actif	LMH1202
chariot à roulettes	LMH1203



1 + **2** + **3** + **4**



- hotte ouverte à côtés pleins, à poser sur pailleasse, partie supérieure en acier recouverte de peinture époxy, partie inférieure transparente en polyméthacrylate de méthyle
- extraction par ventilateur résistant aux produits corrosifs, IP44, 200 m3/h, 230 V, 50 Hz, 31 W
- accessoires : filtre au charbon actif pour acides à installer dans le porte-filtre dans la hotte, chariot à roulettes hauteur 900 mm, 4 roulettes dont 2 avec freins, bac de rétention en acier inoxydable capacité 9 litres ou 16 litres