


SOMMAIRE LAMES - LAMELLES - BOÎTES À LAMES

	Lamelles	p. 154
	Lames porte-objet et lames colorées	p. 155
	Lames adhérentes	p. 156
	Lames à cavité	p. 157
	Lames à cercles blancs	p. 157

	Lames pour immunofluorescence	p. 158
	Boîtes à lames	p. 160
	Pochettes de transport	p. 163
	Présentoirs	p. 164
	Boîtes et plateaux	p. 164

Lamelles couvre-objet en verre sodocalcique



dimensions	référence	Prix HT
lamelles standard en boîte distributrice (épaisseur 0,13 à 0,16 mm)		
18 x 18 mm	MLE1818	les 200
20 x 20 mm	MLE2020	les 200
22 x 22 mm	MLE2222	les 200
22 x 26 mm	MLE2226	les 100
22 x 32 mm	MLE2232	les 100
22 x 40 mm	MLE2240	les 100
22 x 50 mm	MLE2250	les 100
24 x 24 mm	MLE2424	les 200
24 x 32 mm	MLE2432	les 100
24 x 40 mm	MLE2440	les 100
24 x 50 mm	MLE2450	les 100
24 x 60 mm	MLE2460	les 100
lamelles optiquement planes sur les 2 faces (épaisseur ~0,4 mm)		
20 x 26 mm	MLG2026	les 10
22 x 22 mm	MLG2222	les 10
24 x 24 mm	MLG2424	les 10

- protection des échantillons et des objectifs du microscope
- verre borosilicaté transparent de haute qualité optique, conforme à la classe hydrolytique 1, exempt d'impureté
- chaque boîte contient un sachet de sel de silice, emballage sous vide en tropical pack, ouverture sans ciseaux

Lamelles rondes en verre sodocalcique

dimensions	épaisseur	référence	Prix HT
Type 0 : épaisseur 0,09 - 0,13			
Ø 13 mm	0,09 - 0,13	GW3801	les 100
Ø 19 mm	0,09 - 0,13	GW3802	les 100
Type 1 : épaisseur 0,13 - 0,16			
Ø 3 mm	0,13 - 0,16	GW3811	les 100
Ø 5 mm	0,13 - 0,16	GW3812	les 100
Ø 8 mm	0,13 - 0,16	GW3813	les 100
Ø 10 mm	0,13 - 0,16	GW3814	les 100
Ø 12 mm	0,13 - 0,16	GW3815	les 100
Ø 13 mm	0,13 - 0,16	GW3816	les 100
Ø 14 mm	0,13 - 0,16	GW3817	les 100
Ø 15 mm	0,13 - 0,16	GW3818	les 100
Ø 16 mm	0,13 - 0,16	GW3819	les 100
Ø 17 mm	0,13 - 0,16	GW3820	les 100
Ø 18 mm	0,13 - 0,16	GW3821	les 100
Ø 19 mm	0,13 - 0,16	GW3822	les 100
Ø 20 mm	0,13 - 0,16	GW3823	les 100
Ø 22 mm	0,13 - 0,16	GW3824	les 100
Ø 24 mm	0,13 - 0,16	GW3825	les 100
Ø 25 mm	0,13 - 0,16	GW3826	les 100
Ø 30 mm	0,13 - 0,16	GW3827	les 100
Type 2 : épaisseur 0,16 - 0,19			
Ø 12 mm	0,16 - 0,19	GW3832	les 100
Ø 13 mm	0,16 - 0,19	GW3833	les 100
Ø 16 mm	0,16 - 0,19	GW3834	les 100
Ø 19 mm	0,16 - 0,19	GW3835	les 100
Ø 22 mm	0,16 - 0,19	GW3836	les 100
Type 3 : épaisseur 0,19 - 0,23			
Ø 13 mm	0,19 - 0,23	GW3841	les 100



- lamelles, rondes, en boîtes de 100