

Présentoirs de lames sans couvercle

capacité	capacité
10 lames	20 lames



- présentoirs en carton, pour la présentation ou le rangement de lames porte-objet
- facilité de prise en main des lames grâce à deux encoches latérales

référence	Prix HT
ML1135 Présentoir 10 lames	
ML1134 Présentoir 20 lames	

Boîtes postales en carton

capacité	capacité
2 lames	3 lames



- pour le transport des lames, le couvercle est rabattu et peut être fixé par un ruban adhésif, l'ensemble est glissé dans une enveloppe
- servent également de présentoir

référence	Prix HT
ML1132 Boîte postale 2 lames	
ML1133 Boîte postale 3 lames	

Présentoirs de lames avec couvercle

capacité	capacité
5 lames	20 lames



- présentoirs en carton, pour la présentation ou le rangement de lames porte-objet
- facilité de prise en main des lames grâce à deux encoches latérales

référence	Prix HT
ML1131 Présentoir 5 lames	
ML1130 Présentoir 20 lames	

Étuis plastique 20 lames

capacité
20 lames



- base et couvercle en polystyrène anti-choc
- stockage horizontal de 20 lames
- couvercle à 2 volets transparents 2 positions : en protection sur les lames ou complètement rabattus à l'arrière
- température -80 à +80°C
- extraction des lames par simple pression
- empilables
- dim : 192 x 295 x h11 mm

référence	Prix HT
DS2301 Étui 20 lames bleu	
DS2302 Étui 20 lames vert	
DS2303 Étui 20 lames gris	
DS2304 Étui 20 lames blanc	
DS2305 Étui 20 lames jaune	

Plateau présentoir de lames

capacité
20 lames




- en polystyrène anti-choc très résistant et durable
- capacité 20 lames
- position des lames presque horizontale
- unités empilables sans que les lames ne touchent le niveau supérieur

lames	dimensions	référence	Prix HT
20	206 x 299 x h18 mm	DS2310	

Supports d'observation

capacité
10 lames
capacité
20 lames
capacité
40 lames




- en polystyrène blanc, excellent contraste
- séparateur anti-adhérence de la lame humide sur le portoir
- lame parfaitement positionnée dans son logement grâce aux rebords latéraux
- prise de la lame grâce à 2 onglets
- marquage possible sur toute la périphérie du portoir

lames	dimensions	référence	Prix HT
10	100 x 340 mm	LX53401	les 40
20	200 x 340 mm	LX53402	les 20
40	400 x 340 mm	LX53403	les 10

Support de lames en polystyrène

capacité
12 lames



dimensions	référence	Prix HT
86 x 178 x h19 mm	H44557	les 6