Lampe LED grande surface



- · éclairage homogène d'une grande surface
- · bras flexible semi-rigide
- · surfaces lisses : nettoyage et désinfection faciles
- · coloris blanc
- · interrupteur classique
- fixation directe par 4 vis
- · autres dispositifs de fixation en option, page suivante

puissance	6,5 W / 700 lumens
température de couleur	4000°K
Indice Rendu de Couleur (IRC)	IRC 83/100
longévité des ampoules	30 000 heures
isolation	classe I
dimensions tête de la lampe	104 x 229 mm /
dimensions base de la lampe	Ø 69 x 115 mm
surface éclairée à 30 / 50 / 100 cm	24 x 12/30 x 30/55 x 40 cm
Lux à 30 / 50 / 100 cm	2 400 / 800 / 200 Lux
longueur du bras flexible	1000 mm
poids	1,5 kg
alimentation	230 V câble 3 m
Lampe LED	SX1710

Choisir une lampe

Lampe LED

- · classe énergique A+
- · durée de vie très longue
- émission d'une lumière blanche froide sans production d'UV ou d'infrarouge

Lampe halogène

- · réservées aux professionnels
- classe énergique C / D
- · lumière jaune chaude
- · éclairage uniforme, respect du rendu des couleurs

Lampe fluo-compactes

- · classe énergique A+
- · consomme moins d'énergie que les halogènes
- · durée de vie plus courte que les LED

Flux lumineux

La performance de la lumière émise par une lampe, ou flux lumineux, s'exprime en lumen.

Couleur de la lumière (température de couleur)

La couleur de la lumière est donnée par la valeur de la température de couleur en degrés Kelvin (°K): plus elle est basse(< 4000° K), plus la lumière émise est jaune et chaude, plus elle est élevée(> 5300° K), plus elle est bleue et froide. La lumière du jour correspond en moyenne à 6400° K.

Lampe de Wood lumière noire

éclairage fluorescent



Examens dermatologiques (détection des mycoses cutanées, diagnostic de l'érythrasma, des infections cutanées bactériennes, des problèmes de pigmentation), police scientifique, restauration de tableaux, etc.



- longueur d'onde 370 nm
- · coloris noir
- · ballast intégré au bloc d'alimentation secteur



	Lampe de Wood
puissance	9 W
poids	1 kg
Lampe de Wood	SX1800
accessoires	
Tube de rechange 9 W	SX1801