

Lampe halogène articulée Tina



Meilleur rapport
qualité/puissance/prix

- lumière chaude, éclairage uniforme, respect du rendu des couleurs
- montée sur flexible semi-rigide 650 ou 1000 mm
- tête avec rotule articulée
- protection IP20, isolation Classe II
- réflecteur spot : faisceau concentré 10°
- fixation directe par 4 vis, autres fixations en option (page suivante)

Lampe halogène articulée Diana



Puissante
et polyvalente

- lumière chaude, éclairage uniforme, respect du rendu des couleurs
- montée sur flexible semi-rigide 650 mm (1140 mm sur demande)
- protection IP20, isolation Classe II
- réflecteur spot : faisceau concentré 10°
- fixation directe par 4 vis, autres fixations en option (page suivante)

modèle	Tina
puissance	20 W / 300 Lumens
temp. thermodynamique	3000°K
IRC	100/100 IRC
longévité des ampoules	5 000 heures min.
type culot	GU 5,3
isolation	Classe II
dim. tête de la lampe	70 x 70 mm
dim. base de la lampe	Ø 69 x h 115 mm
surface éclairée à 30/50/100 cm	Ø 5 / Ø 10 / Ø 20 cm
Lux à 30 / 50 / 100 cm	50 000/23 000/6 000 Lux
longueur du bras flexible	650 mm ou 1140 mm
poids	1,3 kg
alimentation	230 V câble 3 m
Lampes avec interrupteur classique	
Lampes avec bras 650 mm	SX506
Lampes avec bras 1000 mm	SX507
Lampes avec interrupteur sans contact, à détecteur IR (InfraRouge)	
Lampes avec bras 650 mm	SX508
Lampes avec bras 1000 mm	SX509

modèle	Diana
puissance	50 W / 870 Lumens
temp. thermodynamique	3000°K
IRC	100/100 IRC
longévité des ampoules	5 000 heures min.
type culot	GU 5,3
isolation	Classe II
dim. tête de la lampe	110 x 100 mm
dim. base de la lampe	Ø 69 x h 115 mm
surface éclairée à 30/50/100 cm	Ø 5 / Ø 7 / Ø 17 cm
Lux à 30 / 50 / 100 cm	90 000/40 000/10 000 Lux
longueur du bras flexible	650 mm
poids	1,3 kg
alimentation	230 V câble 3 m
Lampes avec interrupteur classique	
Lampes avec bras 650 mm	SX515
Lampes avec bras 1140 mm	SX516
Lampes avec interrupteur sans contact, à détecteur IR (InfraRouge)	
Lampes avec bras 650 mm	SX513
Lampes avec bras 1140 mm	SX514

Dispositifs de fixation en option pour les lampes LID

Équerre murale



- en aluminium laqué

référence	Prix HT
SX14030	

Étau simple



- aluminium laqué noir
- ouverture maximale Ø 750 mm

référence	Prix HT
SX14020	

Étau universel



- pour rails médicaux et tubes en aluminium avec plaque support

référence	Prix HT
SX14050	

Étau pour rails médicaux



- aluminium microbillé
- ouverture maximale 60 mm

référence	Prix HT
SX14052	

Pieds roulants

Pied roulant télescopique standard

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 3,3 à 4 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

Pied roulant télescopique lesté

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 5,1 à 5,8 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

modèle	référence	Prix HT
Pied roulant télescopique standard		
ped roulant télescopique standard - 3,3 kg	SX14600	
ped roulant télescopique standard - 3,7 kg	SX14650	
ped roulant télescopique standard - 4 kg	SX9107	
Pied roulant télescopique lesté		
ped roulant télescopique lesté - 5,1 kg	SX14658	
ped roulant télescopique lesté - 5,5 kg	SX14660	
ped roulant télescopique lesté - 5,8 kg	SX9107L	



Bras muraux

Bras mural



Bras mural articulé



- en acier laqué époxy blanc
- départ de lampe jusqu'à 400 mm du mur ou 800 mm avec le bras articulé

référence	Prix HT
SX14042 ¹	
SX14040 ²	

Plaques d'adaptation

Tube centré



- tube centré Ø 16 mm
- longueur 55 mm

Tube excentré



- tube excentré Ø 16 mm
- longueur 80 mm

modèle	référence	Prix HT
Tube centré	SX14032	
Tube excentré	SX14034	

Plaque d'adaptation sur bras 40 cm



- en acier laqué époxy blanc
- longueur : 400 mm

référence	Prix HT
SX14036	

Socle lourd de table



- en acier laqué époxy blanc
- poids : 1;5 kg
- taille : Ø 220 mm

référence	Prix HT
SX14010	

Bras articulé



- en acier laqué époxy blanc
- bras de 600 mm
- rotation de la lampe à 360°
- à visser sur la partie verticale d'un meuble

référence	Prix HT
SX14044	