

Imprimante compacte BMP51

- ▶ environ 500 étiquettes / jour
- ▶ vitesse : 25,40 mm/s
- ▶ garantie 2 ans

i
Pour cryotubes,
lamelles, cassettes
d'inclusion et
tubes PCR.



Imprimante

- construction robuste pour environnements difficiles
- écran LCD
- formatage automatique des étiquettes lorsque la cartouche est installée
- sérialisation simple et simultanée ou individuelle et multiple
- lame pour découpe manuelle intégrée
- livrées complètes en mallette avec batterie, adaptateur secteur, câble USB et une cartouche d'étiquettes vinyle blanches en bande continue 38,10 mm x 7,62 mètres

Logiciel WorkStation™

- prise en charge des codes barres, symboles, horodatage, graphiques et sérialisation automatique des données
- réglage individuel des longueurs d'étiquette

impression	monochrome
vitesse d'impression	25,40 mm/s (500 étiquettes/jour)
clavier	450 symboles inclus
mémoire	25 000 étiquettes (48 Mo)
résolution d'impression	300 dpi
interfaces	USB et Bluetooth®
dimensions / poids	255 x 155 x 90 mm / 1,40 kg
alimentation	batterie rechargeable lithium-ion ou 8 piles AA ou adaptateur secteur
Imprimante complète	BY1120
Imprimante complète + logiciel	BY1130

Cartouches encre + étiquettes pour BMP51 (références page suivante)

Bande continue



Cartouches encre + étiquettes pour BMP51



- cartouches prêtes à l'emploi
- étiquettes pré-découpées ou en bande continue



	dimensions	réf. BRADY	réf.	nombre	Prix HT
étiquettes polyester fines, extrémité protégée pour azote liquide, (une partie imprimable et une partie transparente pour faire le tour du tube)					
1	9,53 x 7,62 m	MC-375-461-AW	BY1264	bande continue	
	12,7 x 7,62 m	MC-500-461-AW	BY1265	bande continue	
	25,4 x 7,62 m	MC-1000-461-AW	BY1266	bande continue	
	31,75 x 7,62 m	MC-1250-461-AW	BY1267	bande continue	
2	9,53 x 28,58 mm	M-123-461	BY1201	360 étiqu.	
	12,70 x 28,58 mm	M-122-461	BY1202	360 étiqu.	
	12,70 x 41,91 mm	M-124-461	BY1203	180 étiqu.	
	12,70 x 44,45 mm	M-72-461	BY1204	180 étiqu.	
	12,70 x 55,88 mm	M-74-461	BY1205	140 étiqu.	
	15,24 x 45,72 mm	M-126-461	BY1206	180 étiqu.	
	15,24 x 66,68 mm	M-86-461	BY1207	120 étiqu.	
	25,40 x 44,45 mm	M-125-461	BY1208	180 étiqu.	
	25,40 x 66,68 mm	M-75-461	BY1209	120 étiqu.	
	38,10 x 57,15 mm	M-129-461	BY1210	140 étiqu.	
38,10 x 95,25 mm	M-119-461	BY1211	80 étiqu.		
étiquettes en polyester blanc résistantes aux produits chimiques (éthanol, etc.) pour lamelles, -80°					
3	22,86 x 19,05 mm	M-194-481	BY1212	320 étiqu.	
	22,86 x 22,86 mm	M-97-481	BY1213	280 étiqu.	
	25,40 x 9,53 mm	M-195-481	BY1214	320 étiqu.	
étiquettes en polyester fines pour les tubes, résistant à l'azote, aux autoclaves et aux bains-marie (chevauchement obligatoire des extrémités)					
3	12,70 x 41,91 mm	M-124-490	BY1216	180 étiqu.	
	15,24 x 45,72 mm	M-126-490	BY1217	180 étiqu.	
	25,40 x 44,45 mm	M-125-490	BY1218	180 étiqu.	
	31,75 x 9,53 mm	M-112-490	BY1219	360 étiqu.	
	38,10 x 55,88 mm	M-113-490	BY1220	140 étiqu.	
	38,10 x 98,42 mm	M-114-490	BY1221	80 étiqu.	
	étiquettes fines en polyester résistante à l'azote, -80°C, (cartouche incluant étiquettes et ruban encreur résistant aux solvants)				
3	9,53 x 20,96 mm	M-130-492	BY1223	220 étiqu.	
	12,70 x 25,40 mm	M-131-492	BY1224	180 étiqu.	
	22,86 x 25,40 mm	M-156-492	BY1225	180 étiqu.	
	25,40 x 48,26 mm	M-78-492	BY1229	100 étiqu.	
	31,75 x 6,35 mm	M-155-492	BY1231	180 étiqu.	
	31,75 x 9,53 mm	M-122-492	BY1232	360 étiqu.	
	41,91 x 12,70 mm	M-124-492	BY1234	180 étiqu.	
	44,45 x 25,40 mm	M-125-492	BY1235	180 étiqu.	
	Ø 9,53 mm	M-82-492	BY1222	240 étiqu.	
	Ø 12,70 mm	M-83-492	BY1230	240 étiqu.	
5	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	M-118-492	BY1226	240 étiqu.	
	25,40 x 12,70 / Ø 9,53 mm	M-120-492	BY1227	240 étiqu.	
	25,40 x 12,70 / Ø 11,18 mm	M-117-492	BY1228	240 étiqu.	
6	41,28 x 15,24 / Ø 9,53 mm	M-95-492	BY1233	200 étiqu.	

	dimensions	réf. BRADY	réf.	nombre	Prix HT	
étiquettes en tissu vinyle repositionnables, très épais, -80°C (pour autoclave)						
3	12,70 x 12,70 mm	M-7-498	BY1236	240 étiqu.		
	12,70 x 25,40 mm	M-131-498	BY1237	180 étiqu.		
	19,05 x 12,70 mm	M-11-498	BY1238	220 étiqu.		
	25,40 x 19,05 mm	M-48-498	BY1239	180 étiqu.		
	25,40 x 25,40 mm	M-49-498	BY1240	160 étiqu.		
	25,40 x 31,75 mm	M-103-498	BY1241	160 étiqu.		
	25,40 x 38,10 mm	M-91-498	BY1242	120 étiqu.		
	25,40 x 48,26 mm	M-128-498	BY1243	100 étiqu.		
étiquettes en tissu nylon très épais, -80°C (sur autoclave, bain marie)						
3	9,53 x 20,96 mm	M-130-499	BY1244	220 étiqu.		
	12,70 x 25,40 mm	M-131-499	BY1245	180 étiqu.		
	19,05 x 12,70 mm	M-11-499	BY1246	220 étiqu.		
	22,86 x 12,70 mm	M-84-499	BY1247	200 étiqu.		
	38,10 x 31,75 mm	M-132-499	BY1253	160 étiqu.		
	38,10 x 31,75 mm	M-152-499	BY1254	160 étiqu.		
	25,40 x 48,26 mm	M-128-499	BY1251	100 étiqu.		
	25,40 x 57,15 mm	M-141-499	BY1252	90 étiqu.		
	Noir sur pastille blanche	Ø 9,53 mm	M-82-499	BY1255	240 étiqu.	
	Noir sur pastille blanche	Ø 12,70 mm	M-83-499	BY1256	240 étiqu.	
4	Noir sur pastille jaune	Ø 9,53 mm	M-82-499-YL-BK	BY1258	240 étiqu.	
	Noir sur pastille jaune	Ø 12,70 mm	M-83-499-YL-BK	BY1261	240 étiqu.	
	Noir sur pastille orange	Ø 9,53 mm	M-82-499-OR-BK	BY1257	240 étiqu.	
	Noir sur pastille orange	Ø 12,70 mm	M-83-499-OR-BK	BY1260	240 étiqu.	
	Noir sur pastille rouge	Ø 9,53 mm	M-82-499-RD-BK	BY1259	240 étiqu.	
	Noir sur pastille rouge	Ø 12,70 mm	M-83-499-RD-BK	BY1262	240 étiqu.	
5	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	M-118-499	BY1248	240 étiqu.		
	25,40 x 12,70 / Ø 9,53 mm	M-120-499	BY1249	240 étiqu.		
	25,40 x 12,70 / Ø 11,18 mm	M-117-499	BY1250	240 étiqu.		
étiquettes en propylène blanc mat, résiste -80°C (pour bain marie, tube, azote par exemple)						
3	38,10 x 25,40 mm	M-31-7425	BY1277	250 étiqu.		
	25,40 x 9,53 mm	M-118-7425	BY1278	240 étiqu.		
étiquettes en papier soluble à l'eau						
1	19,05 x 7,62 m	MC-750-403	BY1280	bande continue		
	38,10 x 7,62 m	MC-1500-403	BY1281	bande continue		
étiquettes en polyester pour cassettes d'inclusion, résistante aux solvants						
3	26,67 x 6,35 mm	M-127-482	BY1215	360 étiqu.		
étiquettes en polyester pour plaque						
7	48,26 x 6,35 mm	M-81-488	BY1279	160 étiqu.		
étiquettes en vinyle pour paillettes, fils et câbles						
8	27,94 x 6,35 mm	M-135-427-AW	BY1282	240 étiqu.		