

## Imprimante de laboratoire BBP12

- ▶ imprimante autonome nécessitant le branchement d'un clavier
- ▶ vitesse d'impression : 100 mm/s
- ▶ écran couleur

### Imprimante

- écran couleur LCD
- horodatage
- livrée complète avec adaptateur secteur, câble USB, logiciel WorkStation™ et un dérouleur externe pour imprimer de grands rouleaux d'étiquettes

### Logiciel WorkStation™

- prise en charge des codes barres, symboles, horodatage, graphiques et sérialisation automatique des données
- réglage individuel des longueurs d'étiquette

<b>impression</b>	monochrome
<b>vitesse d'impression</b>	100 mm / s
<b>clavier</b>	clavier non fourni à brancher sur port USB
<b>mémoire</b>	64 Mo
<b>résolution d'impression</b>	300 dpi
<b>interfaces</b>	Éthernet et USB
<b>dimensions / poids</b>	202 x 258 x 173 mm / 2,50 kg
<b>alimentation</b>	batterie rechargeable lithium-ion ou adaptateur secteur
<b>Imprimante seule</b>	<b>BY1300</b>
<b>Imprimante + logiciel</b>	<b>BY1300L</b>



Dérouleur externe inclus

## Rubans encres


Rubans encres 70 mètres		référence	Prix HT	référence	Prix HT
		largeur 65 mm		largeur 110 mm	
Rubans standard	<b>A</b>	BY1351		BY1354	
Rubans résistants aux solvants et aux produits chimiques à température élevée	<b>B</b>	BY1350		BY1353	
Rubans pour impression de codes barres	<b>C</b>	BY1352		BY1355	



• longueur 70 mètres

## Rouleaux de ruban continu imprimable

6



type	dimensions	réf. BRADY	réf.	nombre	Prix HT
<b>C</b>	<b>étiquettes en papier soluble à l'eau ( support externe obligatoire)</b>				
	12,70 x 30,48 m	THT-500-403	<b>BY1380</b>	l'unité	
	19,05 x 30,48 m	THT-750-403	<b>BY1381</b>	l'unité	
	25,40 x 30,48 m	THT-1000-403	<b>BY1382</b>	l'unité	
	38,10 x 30,48 m	THT-1500-403	<b>BY1383</b>	l'unité	
<b>6</b>	50,80 x 30,48 m	THT-2000-403	<b>BY1384</b>	l'unité	
	28,58 x 91,44 m	THT-1125-403-WT	<b>BY1385</b>	l'unité	
	57,15 x 91,44 m	THT-2250-403-WT	<b>BY1386</b>	l'unité	
	76,20 x 91,44 m	THT-3000-403-WT	<b>BY1387</b>	l'unité	
	101,60 x 91,44 m	THT-4000-403-WT	<b>BY1388</b>	l'unité	

## Rouleaux d'étiquettes pré-découpées avec liseré de couleur

3



	dimensions	coloris	réf. BRADY	réf.	nombre	Prix HT
<b>B</b>	<b>étiquettes en polyester ultra mince, avec liseré de couleur -80° à +196°C</b> ultra résistantes aux solvants et azote liquide					
	25,40 x 12,70 mm		BPT-310-494-2.5-BL	<b>BY2181</b>	2500	
	25,40 x 12,70 mm		BPT-310-494-2.5-GN	<b>BY2182</b>	2500	
	25,40 x 12,70 mm		BPT-310-494-2.5-OR	<b>BY2183</b>	2500	
<b>3</b>	25,40 x 12,70 mm		BPT-310-494-2.5-PK	<b>BY2184</b>	2500	
	25,40 x 12,70 mm		BPT-310-494-2.5-RD	<b>BY2185</b>	2500	
	25,40 x 12,70 mm		BPT-310-494-2.5-BL	<b>BY2186</b>	2500	

## Rouleaux d'étiquettes pré-découpées

- largeur : 10 à 112 mm
- impression jusqu'à largeur 105,60 mm



	dimensions	réf. BRADY	réf.	Prix HT
<b>C</b> étiquettes en polyester blanc avec extrémité auto-protégée pour azote liquide, -196° à +130°C				
	5,08 x 22,86 mm (imprimable : 5,08 x 18,00 mm)	BPT-614-461	BY1345	2000
	6,35 x 27,94 mm (imprimable : 6,35 x 22,00 mm)	BPT-627-461	BY1346	1000
	9,53 x 45,72 mm (imprimable : 12,70 x 19,05 mm)	THT-123-461-1.5-SC	BY1301	1500
1	12,70 x 45,72 mm (imprimable : 9,53 x 19,05 mm)	THT-122-461-1.5-SC	BY1302	1500
	12,70 x 55,88 mm (imprimable : 12,70 x 19,05 mm)	THT-127-461-1.5-SC	BY1303	1500
	15,24 x 41,28 mm (imprimable : 25,40 x 25,40 mm)	THT-133-461-1.5-SC	BY1304	1500
	15,24 x 66,68 mm (imprimable : 15,24 x 25,40 mm)	THT-123-461-1.5-SC	BY1305	1500
	25,40 x 66,68 mm (imprimable : 15,24 x 25,40 mm)	THT-131-461-1.5-SC	BY1306	1500
<b>C</b> étiquettes en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes congelés ou à température ambiante, -196° à +120°C (résistent à l'azote liquide, aux autoclaves et aux chaudières à bains-marie)				
	31,75 x 9,53 mm	THT-154-490-1.5-SC	BY1314	1500
	41,28 x 15,24 mm	THT-155-490-1.5-SC	BY1315	1500
3	48,26 x 25,40 mm	THT-156-490-1.5-SC	BY1316	1500
	55,88 x 38,10 mm	THT-157-490-1.5-SC	BY1317	1500
	95,25 x 38,10 mm	THT-158-490-1.5-SC	BY1318	1500
<b>B</b> étiquettes fines en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes givrés et congelés ou à température ambiante, -196° à +120°C (résistent à l'azote liquide, aux congélateurs, aux autoclaves et aux chaudières à bains-marie)				
	9,5 x 6,4 mm	THT-289-492-2-WT	BY1344	2000
	25,40 x 9,53 mm	THT-152-492-2.5-SC	BY1319	2500
3	25,40 x 12,70 mm	THT-59-492-2.5-SC	BY1321	2500
	25,40 x 19,05 mm	THT-88-492-2.5-SC	BY1324	2500
	25,40 x 25,40 mm	THT-179-492-2.5-SC	BY1325	2500
	48,26 x 25,40 mm	THT-156-492-1.5-SC	BY1326	1500
	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	THT-249-492-1.5-SC	BY1320	1500
4	25,40 x 12,70 / Ø 9,53 mm	THT-250-492-1.5-SC	BY1322	1500
	25,40 x 12,70 / Ø 11,18 mm	THT-251-492-1.5-SC	BY1323	1500
	Ø 9,53 mm	THT-143-492-1.5-SC	BY1327	1500
5	Ø 12,70 mm	THT-144-492-1.5-SC	BY1328	1500
<b>A</b> étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour une nouvelle identification, -40° à +80°C (post-traitement de cassettes d'inclusion par exemple)				
	19,05 x 6,35 mm	THT-252-498-3-SC	BY1329	3000
	19,05 x 19,05 mm	THT-254-498-1.5-SC	BY1330	1500
3	25,40 x 4,75 mm	THT-253-498-3-SC	BY1331	3000
	25,40 x 12,70 mm	THT-59-498-2.5-SC	BY1332	2500
	26,67 x 6,35 mm	THT-199-498-3-SC	BY1333	3000
	50,80 x 25,40 mm	THT-17-498-1.5-SC	BY1334	1500
<b>C</b> étiquettes en polyester pour plaque (support externe obligatoire)				
2	50,8 x 6,35 mm	THT-15-488-2.5	BY1347	2500

	dimensions	réf. BRADY	réf.	Prix HT
<b>C</b> étiquettes en nylon épaisses pour traitement facile mais adaptable, -196° à +90°C (sur du polypropylène dans l'azote liquide, résistantes aux autoclaves)				
2	25,40 x 9,53 mm	THT-152-499-1.5-SC	BY1336	1500
	22,86 x 12,70 mm	THT-125-499-1.5-SC	BY1335	1500
	38,10 x 19,05 mm	THT-136-499-1.5-SC	BY1338	1500
3	50,80 x 6,35 mm	THT-151-499-1.5-SC	BY1339	1500
	50,80 x 25,40 mm	THT-137-499-1.5-SC	BY1340	1500
4	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	THT-249-499-1.5-SC	BY1337	1500
5	Ø 12,70 mm	THT-144-499-1.5-SC	BY1341	1500
<b>B</b> ou <b>C</b> étiquettes en polypropylène blanc mat pour tube, résiste à l'azote liquide (autoclave et bain-marie), -80°C				
	25,40 x 9,53 mm	THT-152-7425-2-SC	BY1360	2000
	25,40 x 12,70 mm	THT-59-7425-2-SC	BY1361	2000
2	25,40 x 25,40 mm	THT-179-7425-2-SC	BY1362	2000
	50,80 x 25,40 mm	THT-137-7425-2-SC	BY1363	2000
	38,10 x 19,05 mm	THT-136-7425-2-SC	BY1364	2000
	25,40 x 19,05 mm	THT-88-7425-2-SC	BY1365	2000
4	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	THT-249-7425-2-SC	BY1366	2000
	25,40 x 12,70 / Ø 11,18 mm	THT-251-7425-2-SC	BY1367	2000
<b>A</b> étiquettes en polyester ultra mince transparent, résiste à l'azote liquide, autoclave, bain-marie et aux solvant				
1	25,40 x 25,40 mm	THT-305-7600-2.5SC	BY1374	2500
	25,40 x 9,53 mm	THT-301-7600-2.5SC	BY1370	2500
	41,28 x 15,24 mm	THT-302-7600-1.5SC	BY1371	1500
2	25,40 x 12,70 mm	THT-310-7600-2.5SC	BY1372	2500
	48,26 x 25,40 mm	THT-303-7600-1.5SC	BY1373	1500
	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	THT-307-7600-1.5SC	BY1375	1500
4	25,40 x 12,70 / Ø 9,53 mm	THT-308-7600-1.5SC	BY1376	1500
	25,40 x 12,70 / Ø 11,18 mm	THT-309-7600-1.5SC	BY1377	1500
<b>C</b> étiquettes en papier soluble à l'eau (support externe obligatoire)				
	38,10 x 19,05 mm	THT-136-403-3	BY1390	3000
	22,86 x 22,86 mm	THT-141-403-3	BY1391	3000
2	50,80 x 25,40 mm	THT-17-403-3	BY1392	3000
	76,20 x 25,40 mm	THT-18-403-3	BY1393	3000
	76,20 x 50,80 mm	THT-19-403-3	BY1394	1000
	101,60 x 50,80 mm	THT-55-403-1	BY1395	1000
<b>B</b> étiquettes en polyester blanc résistantes aux produits chimiques (éthanol, etc.) pour lamelles, -80° à +130°C				
2	22,90 x 22,90 mm	THT-141-481-1.5-SC	BY1310	1500
	22,86 x 19,05 mm	BPT-194-481	BY1308	2500
3	63,50 x 5,08 mm	THT-142-481-2.5-SC	BY1311	2500