


Portoirs pour micropipettes



Portoirs pour micropipettes




portoirs	référence	Prix HT
Portoir en ligne 4 places	ACS4	
Portoir en ligne 6 places	1 ACS6	
Portique jusqu'à 6 pipettes	2 ACS16	
Portoir carrousel 6 places	3 ACS26	

capacité	coloris	référence	Prix HT
1 micropipette multicanaux	noir	1 NXA0060	
1 micropipette multicanaux	blanc	2 NXA0061	
4 micropipettes monocanal	blanc	3 NXA0062	
6 micropipettes monocanal	blanc	4 NXA0063	

Écran spécial anti-radiations

Protection des mains lors des manipulations.

- toutes les pipettes automatiques BIOHIT et assimilées peuvent être utilisées avec un écran anti-radiations (pipettes Gilson sur demande)
- modèle anti-Bêta ^{32P}, épaisseur 10 mm
- modèle anti-gamma ^{125I}, épaisseur 12 mm, imprégné au plomb



écran spécial	référence	Prix HT
écrans anti-Bêta ^{32P}		
pour pipettes jusqu'à 200 µl	SJ1205	
pour pipettes jusqu'à 1000 µl	SJ1206	
pour pipettes 1 à 5 ml	SJ1207	
écrans anti-Gamma ^{125I}		
pour pipettes jusqu'à 200 µl	SJ1208	
pour pipettes jusqu'à 1000 µl	SJ1209	
pour pipettes 1 à 5 ml	SJ1210	


Compte-gouttes 8 canaux



- en plastique translucide moulé, spécialement conçus pour les microplaques : distribution simultanée dans 8 puits, lavage, etc.
- capacité 600 µl par canal

compte-gouttes	référence	Prix HT
Pipettes 8 canaux, les 25	TB1250	
Pipettes 8 canaux stériles en emballage individuel , les 100	TB1251	

Robots distributeurs de liquide dans ce catalogue ...



voir page 1209