

MICROPIPETTES

Réservoirs à réactif stériles 25 ml

capacité
25 ml

PLASTIQUE
polystyrène



- en polystyrène blanc
- à usage unique
- parois inclinées, graduées
- fond en V évitant toute perte de réactif
- base renforcée très stable
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- stériles, en emballage individuel

référence

Prix HT

BL1012 Réservoirs stériles 25 ml, les 100

Réservoirs à réactif stériles 55 ml

capacité
55 ml

PLASTIQUE
polystyrène



- en polystyrène blanc
- à usage unique
- parois inclinées
- fond en V évitant toute perte de réactif
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- dim. intérieures : 106 x 40 x h26 mm
- modèles stériles, en emballage individuel

référence

Prix HT

WH2063 Réservoirs 55 ml, en vrac, les 100

BL1014 Réservoirs stériles 55 ml, les 50

Réservoirs à réactif transparents 55 ml

capacité
55 ml

PLASTIQUE
PVC



- en PVC transparent
- parois inclinées
- fond en V évitant toute perte de réactif
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- dim. intérieures : 106 x 40 x h26 mm
- livrés en vrac

référence

Prix HT

BL1016 Réservoirs 55 ml, les 100

Réservoirs à réactif stériles 25 ml

capacité
25 ml

PLASTIQUE
polystyrène



- en polystyrène thermoformé blanc
- à usage unique
- sections de drainage
- paroi interne graduée à 25 ml
- becs verseurs sur chaque coin
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- dim. : 147 x 60 x h25 mm
- en emballage par 10

référence

Prix HT

PP4580 Réservoirs 25 ml, les 1000

PP4582 Réservoirs stériles 25 ml, les 1000

Réservoirs à réactif stériles 100 ml

capacité
100 ml

PLASTIQUE
polystyrène



- en polystyrène blanc
- usage unique
- parois droites, graduées
- base renforcée très stable
- becs verseurs aux 4 coins
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- stériles, emballage individuel

référence

Prix HT

BL1015 Réservoirs 100 ml, les 50

Réservoirs à réactif double face 12 x 5 ml / 1 x 50 ml

capacité
12x5 / 50 ml

PLASTIQUE
polypropylène



- en polypropylène
- résistant aux produits chimiques, alcools et solvants organiques doux
- parois inclinées, fond en V
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- double face :
face avant : 12 compartiments x 5 ml avec repère numérique
face arrière : 1 compartiment 50 ml
- 5 couleurs assorties : bleu, vert, rouge, jaune et transparent

référence

Prix HT

BL1018 Réservoirs double face, les 25