

## Pointes LMR®

- autoclavables à +121°C 20 minutes
- certifiées sans DNase ni RNase
- sans ADN humain ni inhibiteur de PCR
- apyrogènes et exempts de métaux



Boîte de pointes en vrac



Rack unitaire

**10 µl****pointes standard**

pointes 0,1 à 10 µl

longueur 31,2 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA1002</b>	/ 1000
<b>sur rack</b>	non stérile	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA1004</b>	/ 960
	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA1005</b>	/ 960

pointes XL 0,1 à 10 µl

longueur 45,8 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA1066</b>	/ 1000
<b>sur rack</b>	non stérile	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA1061</b>	/ 960
	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA1067</b>	/ 960

**pointes très faible rétention (ULR)**

pointes ULR 0,1 à 10 µl

longueur 31,2 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA1012</b>	/ 1000
<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA1014</b>	/ 960

pointes ULR XL 0,1 à 10 µl

longueur 45,8 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA1016</b>	/ 1000
<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA1017</b>	/ 960

**pointes à filtre**

pointes à filtre 0,1 à 10 µl

longueur 31,2 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA1022</b>	/ 1000
<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA1024</b>	/ 960

**pointes à filtre très faible rétention (ULR)**

pointes à filtre ULR 0,1 à 10 µl

longueur 31,2 mm



<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA1041</b>	/ 960
-----------------	----------------	----------------------------	----------------	-------

pointes à filtre ULR XL 0,1 à 10 µl

longueur 31,2 mm



<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA1018</b>	/ 960
-----------------	----------------	----------------------------	----------------	-------

20  $\mu$ l

## pointes standard

 pointes 0,5 à 20  $\mu$ l longueur 45,7 mm

vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA2002	/ 1000
sur rack	non stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA2004	/ 960
	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA2005	/ 960

## pointes très faible rétention (ULR)

 pointes ULR 0,5 à 20  $\mu$ l longueur 45,7 mm

vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA2012	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA2014	/ 960

## pointes à filtre

 pointes à filtre 0,5 à 20  $\mu$ l longueur 45,7 mm

vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA1032	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1034	/ 960

## pointes à filtre très faible rétention (ULR)

 pointes à filtre ULR 0,5 à 20  $\mu$ l longueur 45,7 mm

sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA2041	/ 960
----------	---------	----------------------------	---------	-------

100  $\mu$ l

## pointes à filtre

 pointes à filtre 1 à 100  $\mu$ l longueur 53,4 mm

vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA5002	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA5004	/ 960

## pointes à filtre très faible rétention (ULR)

 pointes à filtre ULR 1 à 100  $\mu$ l longueur 50,8 mm

sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA5011	/ 960
----------	---------	----------------------------	---------	-------

200  $\mu$ l

## pointes standard

pointes 1 à 200  $\mu$ l

longueur 53,4 mm

vrac	non stérile	biseautée	les 1000 pointes	NXA6011	/ 1000
	non stérile		les 1000 pointes	NXA6012	/ 1000
sur rack	non stérile		les 10 racks de 96 pointes	NXA6014	/ 960
	stérile		les 10 racks de 96 pointes	NXA6015	/ 960

pointes jaunes 1 à 200  $\mu$ l

longueur 53,4 mm



vrac	non stérile	biseautée	les 1000 pointes	NXA6021	/ 1000
	non stérile		les 1000 pointes	NXA6022	/ 1000
sur rack	non stérile		les 10 racks de 96 pointes	NXA6023	/ 960
	stérile		les 10 racks de 96 pointes	NXA6024	/ 960

## pointes très faible rétention (ULR)

pointes ULR 1 à 200  $\mu$ l

longueur 53,4 mm

vrac	non stérile		les 1000 pointes	NXA6032	/ 1000
sur rack	stérile		les 10 racks de 96 pointes	NXA6034	/ 960

## pointes à filtre

pointes à filtre 1 à 200  $\mu$ l

longueur 50,8 mm

vrac	non stérile		les 1000 pointes	NXA6042	/ 1000
sur rack	stérile		les 10 racks de 96 pointes	NXA6044	/ 960

## pointes à filtre très faible rétention (ULR)

pointes à filtre ULR 1 à 200  $\mu$ l

longueur 50,8 mm

sur rack	stérile		les 10 racks de 96 pointes	NXA6051	/ 960
----------	---------	--	----------------------------	---------	-------

## pointes Gelloader

pointes Gelloader 1 à 200  $\mu$ l

longueur 68,5 mm

vrac	non stérile		les 1000 pointes	NXA6065	/ 1000
sur rack	non stérile		les 10 racks de 96 pointes	NXA6063	/ 960
	stérile		les 10 racks de 96 pointes	NXA6064	/ 960

## 300 µl

## pointes standard

pointes 5 à 300 µl

longueur 59,35 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA8002</b>	/ 1000
	non stérile	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA8004</b>	/ 960
<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA8005</b>	/ 960

pointes à filtre 5 à 300 µl

longueur 59,35 mm




<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA7002</b>	/ 1000
<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA7004</b>	/ 960

## pointes très faible rétention (ULR)

pointes ULR 5 à 300 µl

longueur 59,35 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA7005</b>	/ 1000
<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA7006</b>	/ 960

pointes ULR à filtre 5 à 300 µl

longueur 59,35 mm



<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 96 pointes	<b>NXA7007</b>	/ 960
-----------------	----------------	----------------------------	----------------	-------

## 1 000 µl

## pointes standard

pointes longues 100 à 1000 µl

longueur 84,3 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA9002</b>	/ 1000
	non stérile	les 8 racks de 96 pointes	<b>NXA9004</b>	/ 768
<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 8 racks de 96 pointes	<b>NXA9005</b>	/ 768

pointes longues bleues 100 à 1000 µl

longueur 84,3 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA9012</b>	/ 1000
	non stérile	les 8 racks de 96 pointes	<b>NXA9013</b>	/ 768
<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 8 racks de 96 pointes	<b>NXA9014</b>	/ 768

pointes courtes bleues 100 à 1000 µl

longueur 70,1 mm



<b>vrac</b>	non stérile	les 1000 pointes	<b>NXA9021</b>	/ 1000
	non stérile	les 10 racks de 60 pointes	<b>NXA9024</b>	/ 600
<b>sur rack</b>	<b>stérile</b>	les 10 racks de 60 pointes	<b>NXA9025</b>	/ 600

**pointes à très faible rétention (ULR)**

pointes longues ULR 100 à 1000 µl

longueur 86 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9032	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA9034	/ 768

**pointes à filtre**

pointes longues à filtre 100 à 1000 µl

longueur 84,3 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9042	/ 1000
sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9044	/ 768

pointes courtes à filtre bleues 100 à 1000 µl

longueur 70,1 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9052	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 60 pointes	NXA9054	/ 600

**pointes à filtre très faible rétention (ULR)**

pointes longues à filtre ULR 100 à 1000 µl

longueur 84,3 mm



sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9061	/ 768
----------	---------	---------------------------	---------	-------

**1 250 µl****pointes standard**

pointes 100 à 1250 µl

longueur 97,6 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9063	/ 1000
sur rack	non stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9064	/ 768
	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9065	/ 768

**pointes à filtre**

pointes à filtre 100 à 1250 µl

longueur 97,6 mm



sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9066	/ 768
----------	---------	---------------------------	---------	-------

**pointes très faible rétention (ULR)**

pointes 100 à 1250 µl

longueur 97,6 mm



sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9067	/ 768
----------	---------	---------------------------	---------	-------

**pointes à filtre très faible rétention (ULR)**

pointes à filtre 100 à 1250 µl

longueur 97,6 mm



sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9068	/ 768
----------	---------	---------------------------	---------	-------

## 5 000 µl / 5 500 µl

pointes 100 à 5000 µl (compatibles CAPP®, GILSON®)

longueur 124 mm



vrac	non stérile	les 250 pointes	NXA9301	/ 250
	stérile	les 500 pointes	NXA9302	/ 500

pointes bleues 100 à 5000 µl

longueur 126 mm



	stérile	les 250 pointes	NXA9312	/ 250
--	---------	-----------------	---------	-------

pointes 100 à 5500 µl (compatibles Eppendorf, Sartorius)

longueur 147,5 mm



vrac	non stérile	les 250 pointes	NXA9601	/ 250
	stérile	les 250 pointes	NXA9602	/ 250

## 10 000 µl

pointes 100 à 10000 µl

longueur 150 mm



vrac	non stérile	les 200 pointes	NXA9901	/ 200
	stérile	les 250 pointes	NXA9902	/ 250

## Boîtiers rack sans pointes LMR®



Sans métal



boîtes pour pointes	référence	Prix HT
96 pointes 10 µl / 10 µl XL	● NXA0001 les 10	
96 pointes 200 µl / 300 µl	● NXA0041 les 10	
96 pointes 1000 µl	● NXA0021 les 8	
96 pointes 1000 µl courtes	● NXA0031 les 10	
60 pointes 1250 µl	● NXA0035 les 8	

- boîtiers vides, compatibles avec les pipettes multi-canaux (espaces 9 mm) pour microplaques
- superposables
- autoclavables à 120°C - 15 min
- couvercle à charnières, ouverture à 120°, utilisation facile d'une seule main
- fermeture sécurisée
- boîtier noir, support de pointes avec code couleur