

## Micropipettes autoclavables LMR®

- ▶ micropipettes à volume variable
- ▶ entièrement autoclavables
- ▶ livrées avec certificat d'étalonnage individuel



- entièrement autoclavables : chaleur ou UV
- la calibration résiste à de multiples autoclavages
- piston en acier inox pour une meilleure précision et reproductibilité
- réglage manuel sur le piston ou sur la poignée
- isolation thermique de la poignée contre la chaleur dégagée par la main de l'utilisateur
- aucune maintenance
- compatibles avec les pointes des marques les plus couramment utilisées
- livrées avec 2 boutons éjecteurs de pointes qui s'adaptent respectivement pour de petites ou de grandes mains
- chaque micropipette est testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage

volume	exactitude	référence	Prix HT
<b>micropipettes monocanal à volume variable</b>			
0,1 à 2 µl	± 12,0% / ± 1,5%	<b>P1002</b>	
0,5 à 10 µl	± 4,0% / ± 0,5%	<b>P1010</b>	
2 à 20 µl	± 4,0% / ± 0,8%	<b>P1020</b>	
10 à 100 µl	± 1,6% / ± 0,8%	<b>P1100</b>	
<b>micropipette 8 canaux à volume variable</b>			
20 à 200 µl	± 3,0% / ± 1,0%	<b>P8200</b>	