

Micropipettes ergonomiques volume fixe

- ▶ certifiées ISO 9001:2000
- ▶ **garantie 3 ans**

- prise en main ergonomique
 - éjecteur de pointe intégré
 - légères
 - embout porte-pointe résistant aux chocs
- et à la corrosion
• livrées avec un certificat d'étalonnage individuel

volume	exactitude	reproductibilité	couleur	référence	Prix HT
2,5 µl	± 2 %	± 1,6 %	●	AC5010	
5 µl	± 1,3 %	± 1,2 %	●	AC5011	
10 µl	± 0,8 %	± 0,8 %	●	AC5012	
20 µl	± 0,6 %	± 0,5 %	●	AC5013	
25 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	●	AC5014	
50 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	●	AC5015	
100 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	●	AC5016	
200 µl	± 0,4 %	± 0,2 %	●	AC5017	
250 µl	± 0,4 %	± 0,2 %	●	AC5018	
500 µl	± 0,3 %	± 0,2 %	●	AC5019	
1000 µl	± 0,3 %	± 0,15 %	●	AC5020	
2000 µl	± 0,3 %	± 0,15 %	●	AC5021	
5000 µl	± 0,3 %	± 0,15 %	●	AC5022	
10000 µl	± 0,6 %	± 0,2 %	●	AC5023	

accessoires

portoir linéaire pour 4 micropipettes ¹	ACS4
portoir linéaire pour 6 micropipettes	ACS6

