

Stéréomicroscopes zoom jusqu'à 180x garantie 10 ans



► modèles à colonne, à crémaillère ou à bras déporté, simple ou double

- tête inclinée à 45°, rotation 360°
- distance interpupillaire réglable de 54 à 75 mm
- réglage de la dioptrie ±5
- objectifs à grossissement variable de 0,67x à 4,5x (champ de vision de 33 mm à 4,9 mm)
- parafoveal sur toute la portée du zoom
- optiques traitées antifongique et anti-reflet
- statif à colonne, à crémaillère, à bras déporté simple ou à bras déporté double, selon modèle
- dimensions (lpxh) : 256 x 311 x h346 mm
- livrés avec housse de protection, câble d'alimentation et fusible de rechange
- **garantie 10 ans**

Modèles statif à colonne ou à crémaillère

- porte-objet blanc transparent à 2 valets
- éclairages doubles LED 3 W par incidence et/ou transmis, réglages indépendants, peuvent être utilisés simultanément

Modèles à bras déporté

- sans éclairage
- en option lampe annulaire à fixer sur l'objectif



| accessoires | référence | Prix HT |
|--|-----------|---------|
| oculaires supplémentaires | | |
| WF 10x/22 mm, la paire | XF3201 | |
| WF 15x/16 mm, la paire | XF3202 | |
| WF 20x/12 mm, la paire | XF3203 | |
| WF 10x/22 mm micrométrique, l'unité | XF3204 | |
| objectifs supplémentaires | | |
| 0,5x distance de travail 183 mm | XF3206 | |
| 0,75x distance de travail 120 mm | XF3207 | |
| 1,5x distance de travail 45 mm | XF3208 | |
| 2x distance de travail 30 mm | XF3209 | |
| autres accessoires | | |
| lampe annulaire 144 LEDs, contrôleur de segments | XF3211 | |



| grossissement maximum | objectif | oculaires WF | éclairage | | statif | distance de travail max. | binoculaire | | trinoculaire | |
|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|---------------------|--------------------------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | | incident | transmis | | | référence | Prix HT | référence | Prix HT |
| 45x | zoom 0,67x à 4,5x | 10x/22 mm | LED | LED | à colonne | 110 mm | XF3200 | 1 | XF3205 | 2 |
| | zoom 0,67x à 4,5x | 10x/22 mm | LED | LED | à crémaillère | 110 mm | XF3210 | 3 | XF3215 | 4 |
| | zoom 0,67x à 4,5x | 10x/22 mm | - | - | bras déporté simple | 110 mm | XF3220 | 5 | XF3225 | |
| | zoom 0,67x à 4,5x | 10x/22 mm | - | - | bras déporté double | 110 mm | XF3230 | | XF3235 | 6 |