

## Microscope polarisant 600x



**600x**

TRINO SEMI PLAN  
LED

- tête inclinée à 30°, rotation 360°
- oculaire avec réticule en croix
- lunette de Bertrand sur pivot

- distance interpupillaire réglable de 55 à 75 mm
- réglage de la dioptrie
- revolver porte objectifs 4 places
- 4 objectifs achromatiques Semi Plan
- condenseur avec diaphragme à iris et filtre polarisant rotatif sur pivot
- éclairage X-LED<sup>3</sup> intensité réglable : circuit LED couplé à une lentille optique permettant de doubler l'intensité lumineuse (équivalent halogène 50 W mais en lumière blanche et froide)
- platine ronde rotative sur 360° avec bouton d'arrêt et échelle de Vernier 0,1°
- commandes coaxiales de mise au point macrométrique et micrométrique
- fixation pour filtres de polarisation rotative de 0° à 90°
- alimentation 230 V - 50 Hz

accessoires	référence	Prix HT
<b>oculaires supplémentaires</b>		
EW 15x/16 mm	XE4581	
WF 20x/10 mm	XE4582	
micrométrique WF 10x/20 mm	XE4583	
<b>objectifs supplémentaires</b>		
semi Plan IOS à polarisation 20x/0,40	XE4598	
semi Plan IOS à polarisation 100x/1,25	XE4599	

grossis. max.	objectifs achromatiques		oculaires DIN	condenseur Abbe	éclairage	platine ronde		trinoculaire	
	grossissement	optique				type	dim.	référence	Prix HT
600x	4x - 10x - 40x - 60x	Semi Plan	10x/20 mm	O.N. max. 1,25	X-LED <sup>3</sup>	2 valets	Ø160 mm	XF7050	

## Microscopes polarisants 1000x

**1000x**

MONO BINO SEMI PLAN  
HALOGÈNE

- tête inclinée à 45° pour les modèles monoculaires ou 30° pour les modèles binoculaires, rotation 360°
- tête de discussion en option

- distance interpupillaire réglable de 48 à 75 mm
- réglage de la dioptrie ±5
- revolver porte objectifs renversé 4 places
- 3 ou 4 objectifs Semi Plan
- condenseur avec diaphragme à iris et porte filtre
- éclairage intensité réglable
- statif avec poignée de transport
- mise au point coaxiale macrométrique et micrométrique
- système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- alimentation avec batteries rechargeables
- livrés avec housse de protection, fusible de rechange et un filtre bleu, modèles 1000x livrés avec un flacon d'huile à immersion 5 ml
- **garantie 10 ans**

accessoires	référence	Prix HT
<b>oculaires supplémentaires</b>		
15x/12 mm	XF2502	
10x/18 mm micrométrique	XF2503	
20x/12 mm	XF2504	
<b>objectifs supplémentaires</b>		
objectif 20x	XF2505	
objectif 60x	XF2506	
objectif 100x	XF2507	
<b>autres accessoires</b>		
tête de discussion	XF9999	



grossis. max.	nb.	objectifs		oculaires WF	condenseur Abbe	éclairage	platine ronde		monoculaire		binoculaire	
		grossissement	optique				type	dim.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
400x	3	4x - 10x - 40x	Semi Plan	10x/18 mm	O.N. max. 1,25	halogène 20W	2 valets	Ø135 mm	XF2530	1	-	-
600x	4	4x - 10x - 40x - 60x	Semi Plan	10x/18 mm	O.N. max. 1,25	halogène 20W	2 valets	Ø135 mm	XF2531		-	-
1000x	4	4x - 10x - 40x - 100x	Semi Plan	10x/18 mm	O.N. max. 1,25	halogène 20W	2 valets	Ø135 mm	-		-	XF2532