

## Caméras numériques avec WiFi haute vitesse

- ▶ photo et vidéo
- ▶ avec Wifi, selon modèle

jusqu'à  
**18 MP**



- modes : progressif ou obturateur déroulant
- exposition et balance des blancs automatiques ou manuelles
- filtre RGB
- T°C ambiante admissible 0°C à 50°C, 30-80 % HR max.
- alim. : 5V via une interface USB sur PC
- livrée avec câble USB 3, deux adaptateurs pour stéréomicroscopes, lame de calibration 76 x 24 mm (1 mm/100), objectif à monture C Ø23,2 mm et CD-Rom avec logiciel

| définition                   | 5 MégaPixels        |          |
|------------------------------|---------------------|----------|
| résolution max.              | 1280 x 720 pixels   |          |
| images/seconde               | 12 img/s            |          |
| capteur                      | CMOS 1/2,5"         |          |
| temps d'exposition           | 0,1 ms à 3 secondes |          |
| interface                    | WiFi / USB 3        |          |
| adaptateurs stéréo.          | Ø 30 et Ø 30,5 mm   |          |
| fixation                     | monture C 0,5x      |          |
| logiciel                     | ImageFocus® Alpha   |          |
| <b>Caméras haute vitesse</b> | XF4285              | 556,00 € |

## Caméra couleur CCD



La caméra permet de filmer des images ou des expériences microscopiques, puis de les visualiser sur un écran, de les enregistrer sur magnéto ou de les imprimer.

- affichage menu par écrans interposés
- réglages : brillance, contraste, nuance et saturation
- alimentation : 230 V
- livrée en mallette avec câbles BNC/BNC et BNC/SCART



|   |                  |          |
|---|------------------|----------|
| <b>définition</b>   | 440 000 pixels   |          |
| <b>résolution max.</b>  | 640 x 480 pixels |          |
| <b>capteur</b>  | 1/2" CCD         |          |
| <b>sensibilité</b>  | 3 lux            |          |
| <b>interface</b>  | USB 2            |          |
| <b>fixation</b>   | monture C        |          |
| <b>Caméra CCD</b>   | XE2550           |          |
| <b>montures C</b>   |                  |          |
| <b>Monture C pour tube trinoculaire Ø 23,2 mm</b>                   | XE2403           | ###      |
| <b>Monture C et oculaire photo 0,45x pour tube trino. Ø 23,2 mm</b> | XE2404           | ###      |
| <b>moniteurs couleur</b>  |                  |          |
| <b>Moniteur couleur 15" avec résolution 600 lignes</b>              | XE2602           | ###      |
| <b>Moniteur couleur 21" avec résolution 520 lignes</b>              | XE2603           | ###      |
| <b>adaptateurs</b>  |                  |          |
| <b>Adaptateur USB avec logiciel</b>                                 | XE2410           | 148,00 € |
| <b>Adaptateur monture C sur tube Ø 23,2 mm</b>                      | XE2403           | ###      |