

- polypropylène
- autoclavables +121°C

Microtubes 1,5 ml standard

- capuchon clipsable

Microtubes Ø11 x h39 mm	référence					Prix HT	
	naturel	jaune	bleu	vert	rose		
tubes standard non gradués, -100 à +121°C	1	NX6100	NX6101	NX6102	NX6103	NX6104	les 1000
tubes gradués 0,5-1,0-1,5 ml, -80 à +121°C bande mate	2	NX6110	-	NX6112	NX6113	-	les 500
tubes gradués 0,5-1,0-1,5 ml, 0 à +121°C bande mate	3	NX6130	-	-	-	-	les 500
tubes gradués 0,5-1,0-1,5 ml, bande mate, capuchon de sécurité		NX6122	-	-	-	-	les 500



- polypropylène
- exempts RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- sans inhibiteur de PCR (selon modèle)
- apyrogènes (selon modèle)

Microtubes 1,5 ml sans ADN humain, gradués

- capuchon clipsable

Microtubes Ø11 x h39 mm	référence		Prix HT
	naturel		
tubes gradués 0,5-1,0-1,5 ml, -90 à +121°C apyrogènes, bande mate, capuchon de sécurité	1	NX6140	les 500
tubes gradués 0,5-1,0-1,5 ml, -175 à +121°C bande mate, cap. de sécurité, ergot de manipulation	2	NX6150	les 500
tubes gradués 0,1 à 1,6 ml, -80 à +121°C apyrogènes, sans inhibiteur de PCR	3	NX6121	les 250



- polypropylène
- exempts RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- sans inhibiteur de PCR
- apyrogènes
- sans métaux

Microtubes 1,5 ml gradués

- capuchon clipsable

Microtubes Ø11 x h39 mm	référence			Prix HT
	naturel	noir	stérile	
tubes gradués 0,1 à 1,5 ml, -80 à +121°C capuchon plat	NX8306	NX8307	NX8311	les 1000



- polypropylène
- exempts RNase/DNase (selon modèle)
- autoclavables +121°C

Microtubes 2 ml gradués

- capuchon clipsable

Microtubes Ø10,3 x h40,5 mm	référence		Prix HT
	naturel		
tubes gradués 0,1 à 2,0 ml, -90 à +121°C, exempts RNase/DNase	1	NX6200	les 500
tubes gradués 0,1 à 2,0 ml, -90 à +121°C, exempts RNase/DNase "spécial protéines" faible rétention	2	NX6210	les 250
tubes gradués 0,5-1,0-1,5-2,0 ml, -20 à +121°C bande mate	3	NX6220	les 500



- polypropylène
- exempts RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- sans inhibiteur de PCR
- apyrogènes
- sans métaux

Microtubes 2 ml gradués

- capuchon clipsable

Microtubes Ø10,3 x h40,5 mm	référence		Prix HT
	naturel	stérile	
tubes gradués 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 ml, -80 à +121°C capuchon plat	NX8405	NX8409	les 1000

