

Microtubes SnapTwist™ Simport® 1,5 et 1,8 ml, capuchon "simple clic"

- polypropylène
- exempts RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes

Microtubes

- centrifugeables jusqu'à 17 000 g pour les tubes à jupes et 20 000 g pour les tubes sans jupe
- gamme de température de -90°C à +100°C

Bouchons "simple clic"

- fermeture d'un simple clic
- ouverture rapide en 1/4 de tour
- en polyéthylène haute densité
- lèvres interne profonde s'adaptant contre la paroi intérieure du tube, empêche tout contact entre le contenu du tube et le joint d'étanchéité
- étanchéité parfaite



		référence		Prix HT
Microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1901	1	les 1000
	coniques	DS1902	2	les 1000
Microtubes 1,8 ml	coniques avec jupe	DS1903	3	les 1000
	coniques	DS1904	4	les 1000
Capuchons "simple clic" 5				
Capuchons "simple clic" naturel	●	DS1911		les 1000
Capuchons "simple clic" bleu	●	DS1912		les 1000
Capuchons "simple clic" vert	●	DS1913		les 1000
Capuchons "simple clic" lilas	●	DS1914		les 1000
Capuchons "simple clic" rouge	●	DS1915		les 1000
Capuchons "simple clic" jaune	●	DS1916		les 1000
Capuchons "simple clic" blanc	○	DS1917		les 1000
Capuchons "simple clic" avec boucle 6				
Capuchons "simple clic" avec boucle naturel	●	DS1921		les 1000
Capuchons "simple clic" avec boucle bleu	●	DS1922		les 1000
Capuchons "simple clic" avec boucle vert	●	DS1923		les 1000
Capuchons "simple clic" avec boucle lilas	●	DS1924		les 1000
Capuchons "simple clic" avec boucle rouge	●	DS1925		les 1000
Capuchons "simple clic" avec boucle jaune	●	DS1926		les 1000
Capuchons "simple clic" avec boucle blanc	○	DS1927		les 1000

Microtubes 1,2 ml individuels ou en barrettes



- tubes en polypropylène autoclavable
- capuchons en polyéthylène non autoclavable
- centrifugeables à 2000 g
- dimensions : Ø 9 x h46 mm

	référence	Prix HT
Microtubes 1,2 ml		
Microtubes individuels	AX50145	les 960
Microtubes individuels faible rétention	AX50146	les 960
Microtubes individuels avec surface d'inscription	AX50147	les 960
Barrettes 8 tubes	AX50148	les 120
Barrettes 12 tubes	AX50149	les 80
Capuchons		
Capuchons individuels	AX50155	les 960
Barrettes 8 capuchons	AX50158	les 120
Barrettes 12 capuchons	AX50159	les 80

Pastilles d'identification



- espace de marquage
- compatibles avec tous les capuchons, sauf les plats
- clipsables sans dévisser le tube

	référence	Prix HT
Bleu ●	DS1062	les 500
Gris ●	DS1071	les 500
Vert ●	DS1063	les 500
Lilas ●	DS1064	les 500
Orange ●	DS1065	les 500
Rose ●	DS1072	les 500
Rouge ●	DS1066	les 500
Violet ●	DS1073	les 500
Blanc ○	DS1068	les 500
Jaune ●	DS1067	les 500
Assortis ●	DS1070	les 500