



Paillasses de laboratoire piètement H



Mobilier modulaire, installation rapide

- la conception modulaire et la disponibilité rapide permettent de disposer d'une installation opérationnelle complète quelles que soient les contraintes spécifiques de dimensions, d'agencement ou d'utilisation
- compatibilité entre les éléments
- gamme complète et suivie pour permettre une réalisation évolutive
- **conformité parfaite aux normes :**
AFNOR X15201 (paillasses)
AFNOR X15202 (mobilier)
AFNOR X15203 (hottes, sorbonnes)
- conception simple et étudiée pour une installation rapide par du personnel non spécialisé.

Caractéristiques générales

- **piètement métallique** 30 x 30 mm, protégé par résine époxy cuite au four, coloris rouge ou blanc
- **4 vérins** réglables de mise à niveau
- **bandeau de façade** en mélaminé couleur au choix (voir colonne suivante)
- **cache-fluide** : panneau d'ossature et d'habillage fixé à l'intérieur des piètements, à l'arrière, deux faces mélaminées blanches, tous les chants sont plaqués, épaisseur 16 mm
- **plan de travail** : fixé sur cadre métallique, protégé par résine époxy cuite au four, couleur gris anthracite
- **dosseret et tablettes** : mélaminé double face sur support aggloméré haute densité, épaisseur 19 mm, dosseret percé pour robinetterie et prises électriques, tablette dessus gris chant couleur au choix
- **paillasses humides** : bénitier en polypropylène (avec revêtements stratifiés, résine et glace émaillée) ou en grès émaillé encastré (avec revêtement grès étiré) ; profondeur bénitier 90 mm, bénitier placé à 300 mm du bord droit
- hauteur du plan de travail : 900 mm
- hauteur totale avec dosseret tablette : 1105 mm
- portance au mètre linéaire : 200 kg



Solutions simples, rapides et économiques pour implanter ou moderniser un laboratoire.

Gamme de couleurs

- par défaut, les paillasses sont livrées en blanc : piètement, bandeau et chant blancs
- 4 combinaisons de couleurs sont proposées : ajouter le code couleur à la commande
- autres combinaisons de couleur sur demande



Par défaut
bandeau et chant blancs
piètement blanc



ROUGELMR
bandeau blanc / chant rouge / piètement rouge



JAUNELMR
bandeau et chant jaunes
piètement blanc



BLEULMR
bandeau et chant bleus
piètement blanc




GRISLMR
bandeau et chant gris
piètement blanc

Installation sur site

Nos équipes de monteurs sont à votre disposition pour réaliser des installations sur site en France, en Europe ou en Afrique. Sur simple demande de votre part, nous établissons un devis d'installation en fonction de la composition des éléments à installer.



Revêtements :
voir page 529



Paillasse sèche nue



- plan de travail sec
- piétements métalliques profondeur 600 ou 750 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade

profondeur	largeur	stratifié moulé		glace émaillée		Trespa®		grès étiré	
		référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
600 mm	600 mm	KL8003		KL8000		KL7006		KL8007	
	900 mm	KL8013		KL8010		KL7016		KL8017	
	prof. piétement 600 mm	1200 mm	KL8023		KL8020		KL7026		KL8027
	1500 mm	KL8033		KL8030		KL7036		KL8037	
750 mm	1800 mm	KL8047		KL8046		KL7049		KL8300	
	600 mm	KL8053		KL8050		KL7056		KL8057	
	prof. piétement 600 mm	900 mm	KL8063		KL8060		KL7066		KL8067
	1200 mm	KL8073		KL8070		KL7076		KL8077	
750 mm	1500 mm	KL8083		KL8080		KL7086		KL8087	
	1800 mm	KL8097		KL8096		KL7099		KL8301	
	600 mm	KL8653		KL8650		KL7656		KL8657	
	prof. piétement 750 mm	900 mm	KL8663		KL8660		KL7667		KL8668
750 mm	1200 mm	KL8675		KL8666		KL7678		KL8669	
	1500 mm	KL8683		KL8685		KL7688		KL8679	
	1800 mm	KL8697		KL8696		KL7699		KL8308	

Paillasse sèche avec dossier / tablette



- plan de travail sec
- piétements métalliques 600 ou 750 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade
- dossier percé pour robinets et électricité
- tablette profondeur 160 mm

profondeur	largeur	stratifié moulé		glace émaillée		Trespa®		grès étiré	
		référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
tablette incluse									
750 mm	600 mm	KL8103		KL8100		KL7106		KL8107	
	900 mm	KL8113		KL8110		KL7116		KL8117	
	prof. piétement 600 mm	1200 mm	KL8123		KL8120		KL7126		KL8127
	1500 mm	KL8133		KL8130		KL7136		KL8137	
900 mm	1800 mm	KL8147		KL8146		KL7149		KL8304	
	600 mm	KL8153		KL8150		KL7156		KL8157	
	prof. piétement 750 mm	900 mm	KL8163		KL8160		KL7166		KL8167
	1200 mm	KL8173		KL8170		KL7176		KL8177	
900 mm	1500 mm	KL8183		KL8180		KL7186		KL8187	
	1800 mm	KL8197		KL8196		KL7199		KL8305	

Paillasse humide nue



- plan de travail avec bénitier encastré 300 x 150 mm
- bénitier h90 mm
- piétements profondeur 600 ou 750 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade

profondeur	largeur	stratifié moulé		glace émaillée*		Trespa®		grès étiré	
		référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
600 mm	1200 mm	KL8223		KL8240		KL7226		KL8227	
	prof. piétement 600 mm	1500 mm	KL8233		KL8250		KL7236		KL8237
	1800 mm	KL8247		KL8246		KL7249		KL8302	
750 mm	1200 mm	KL8273		KL8260		KL7276		KL8277	
	prof. piétement 600 mm	1500 mm	KL8283		KL8290		KL7286		KL8281
	1800 mm	KL8297		KL8296		KL7299		KL8303	
750 mm	1200 mm	KL8773		KL8760		KL7775		KL8787	
	prof. piétement 750 mm	1500 mm	KL8788		KL8790		KL7785		KL8789
	1800 mm	KL8798		KL8797		KL7796		KL8309	

* Les paillasse humide nue en glace émaillée ne peuvent pas recevoir de robinetterie.

Paillasse humide avec dossier / tablette



- plan de travail avec bénitier 300 x 150 mm
- prof. bénitier 90 mm
- piétements profondeur 600 ou 750 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade
- dossier percé pour robinets et électricité
- tablette prof. 160 mm

profondeur	largeur	stratifié moulé		glace émaillée		Trespa®		grès étiré	
		référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
750 mm	1200 mm	KL8323		KL8340		KL7326		KL8327	
	prof. piétement 600 mm	1500 mm	KL8333		KL8350		KL7336		KL8337
	1800 mm	KL8347		KL8346		KL7349		KL8306	
900 mm	1200 mm	KL8373		KL8360		KL7376		KL8377	
	prof. piétement 750 mm	1500 mm	KL8383		KL8390		KL7386		KL8387
	1800 mm	KL8397		KL8396		KL7399		KL8307	

PAILLASSES ET LAVERIES

Accessoires pour paillasses piètement H

Dosseret et tablette



largeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
dosseret	dosseret simple haut. 340 mm		Tablette dosseret mural prof. 300 mm		Tablette dosseret central prof. 300 mm	
600 mm	KL2060		KL4243		KL4204	
900 mm	KL2061		KL4253		KL4214	
1200 mm	KL2062		KL4263		KL4224	
1500 mm	KL2063		KL4273		KL4234	
1800 mm	KL2064		KL4283		KL4244	


Caisson technique central



- caisson mélaminé, potence stratifiée, hauteur 501 mm
- plage en résine, sèche ou humide (bénitier 300 x 150 mm)
- montage sur paillasse prof. 750 mm avec piétements prof. 750 mm

profondeur	largeur	réf.		Prix HT	
		sèche	humide		
300 mm	600 mm	KL4257	-		
	900 mm	KL4267	-		
	1200 mm	KL4278	KL4277		
	1500 mm	KL4288	KL4287		
	1800 mm	KL4298	KL4297		

Abouts de finition




- about pour paillasse avec dosseret mural
- dosseret pour plage technique centrale

habillage	réf.	Prix HT
about de finition mural 160 x 860 mm	KL4708	
about plage centrale 320 x 860 mm	KL4701	


Angle avec dosseret et tablette

- plan de travail et piètement d'angle
- 4 supports de tablettes, 1 butée de meuble



matériau	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	750 x 750 x 150 mm		900 x 900 x 150 mm	
glace émaillée	KL8140		KL8190	
stratifié	KL8143		KL8193	
grès étiré	KL8141		KL8191	
Trespa®	KL9041		KL9043	

Remplissage stratifié ou Trespa (droite ou gauche)



- s'intègrent entre la paillasse et le mur, pour finition mur à mur
- largeur 300 mm, découpable en largeur sur site
- remplissages en Trespa pour paillasses en Trespa, verre ou grès (bande de rive à l'avant pour la continuité du plan de travail)
- remplissages en stratifié pour paillasses en stratifié (chant de façade postformé pour une continuité de plan de travail)

profondeur	remplissage stratifié		remplissage en Trespa	
	nu	avec dosseret	nu	avec dosseret
600 mm	KL8850	-	KL8860	
750 mm	KL8852	KL8851	KL8862	KL8861
900 mm	-	KL8853		KL8863


Plage technique en résine pour paillasse centrale



- plage en résine sèche ou humide (bénitier 300 x 150 mm)
- montage sur paillasse profondeur 750 mm avec piétements profondeur 750 mm

profondeur	largeur	réf.		Prix HT	
		sèche	humide		
300 mm	600 mm	KL4202	-		
	900 mm	KL4212	-		
	1200 mm	KL4222	KL4207		
	1500 mm	KL4232	KL4217		
	1800 mm	KL4242	KL4227		

Tablette en mélaminé sous paillasses



- tablette en mélaminé fixée sur les piétements

largeur	réf.	Prix HT	
		pour piètement 600 mm	pour piètement 750 mm
600 mm	KL9315	KL9320	
855 mm	KL9325*	KL9326*	
900 mm	KL9316	KL9321	
1200 mm	KL9317	KL9322	
1500 mm	KL9318	KL9323	
1800 mm	KL9319	KL9324	

* Pour paillasse 1800 mm (1 tablette par côté du piètement central).

Habillage latéral




- habillage de piètement à placer sur le côté de la paillasse
- bandes de rive à placer sur le côté du plan de travail

habillage	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	prof. 600 mm		prof. 750 mm	
pour piètement	KL4604		KL4606	
bande de rive	KL4723		KL4724	


Angle nu

- plan de travail d'angle
- piètement d'angle à relier à 2 paillasses standard



matériau	réf.	Prix HT	
		600 x 600 mm	750 x 750 mm
glace émaillée	KL8040	KL8090	
stratifié	KL8043	KL8093	
grès étiré	KL8041	KL8091	
Trespa®	KL9040	KL9042	

Retour de dosseret (droite ou gauche)



avec tablette	profondeur	réf.	Prix HT	
			largeur 150 mm	largeur 300 mm
	750 mm	KL4002	KL4005	
	900 mm	KL4003	KL4006	