

Accessoires pour paillasses piètement H

Dosseret et tablette



largeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
dosseret	dosseret simple haut. 340 mm		Tablette dosseret mural prof. 300 mm		Tablette dosseret central prof. 300 mm	
600 mm	KL2060		KL4243		KL4204	
900 mm	KL2061		KL4253		KL4214	
1200 mm	KL2062		KL4263		KL4224	
1500 mm	KL2063		KL4273		KL4234	
1800 mm	KL2064		KL4283		KL4244	

Caisson technique central



- caisson mélaminé, potence stratifiée, hauteur 501 mm
- plage en résine, sèche ou humide (bénitier 300 x 150 mm)
- montage sur paillasse prof. 750 mm avec piètements prof. 750 mm

profondeur	largeur	réf.		Prix HT	
		sèche	humide		
300 mm	600 mm	KL4257	-		
	900 mm	KL4267	-		
	1200 mm	KL4278	KL4277		
	1500 mm	KL4288	KL4287		
	1800 mm	KL4298	KL4297		

Abouts de finition



- about pour paillasse avec dosseret mural
- dosseret pour plage technique centrale

habillage	réf.	Prix HT
about de finition mural 160 x 860 mm	KL4708	
about plage centrale 320 x 860 mm	KL4701	

Angle avec dosseret et tablette

- plan de travail et piètement d'angle
- 4 supports de tablettes, 1 butée de meuble



matériau	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	750 x 750 x 150 mm		900 x 900 x 150 mm	
glace émaillée	KL8140		KL8190	
stratifié	KL8143		KL8193	
grès étiré	KL8141		KL8191	
Trespa®	KL9041		KL9043	

Remplissage stratifié ou Trespa (droite ou gauche)



- s'intègrent entre la paillasse et le mur, pour finition mur à mur
- largeur 300 mm, découpable en largeur sur site
- remplissages en Trespa pour paillasses en Trespa, verre ou grès (bande de rive à l'avant pour la continuité du plan de travail)
- remplissages en stratifié pour paillasses en stratifié (chant de façade postformé pour une continuité de plan de travail)

profondeur	remplissage stratifié		remplissage en Trespa	
	nu	avec dosseret	nu	avec dosseret
600 mm	KL8850	-	KL8860	
750 mm	KL8852	KL8851	KL8862	KL8861
900 mm	-	KL8853		KL8863


Plage technique en résine pour paillasse centrale



- plage en résine sèche ou humide (bénitier 300 x 150 mm)
- montage sur paillasse profondeur 750 mm avec piètements profondeur 750 mm

profondeur	largeur	réf.		Prix HT	
		sèche	humide		
300 mm	600 mm	KL4202	-		
	900 mm	KL4212	-		
	1200 mm	KL4222	KL4207		
	1500 mm	KL4232	KL4217		
	1800 mm	KL4242	KL4227		

Tablette en mélaminé sous paillasses



- tablette en mélaminé fixée sur les piètements

largeur	réf.	Prix HT	réf.		Prix HT	
			pour piètement 600 mm	pour piètement 750 mm		
600 mm	KL9315		KL9320			
855 mm	KL9325*		KL9326*			
900 mm	KL9316		KL9321			
1200 mm	KL9317		KL9322			
1500 mm	KL9318		KL9323			
1800 mm	KL9319		KL9324			

* Pour paillasse 1800 mm (1 tablette par côté du piètement central).

Habillage latéral



- habillage de piètement à placer sur le côté de la paillasse
- bandes de rive à placer sur le côté du plan de travail

habillage	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	prof. 600 mm		prof. 750 mm	
pour piètement	KL4604		KL4606	
bande de rive	KL4723		KL4724	

Angle nu

- plan de travail d'angle
- piètement d'angle à relier à 2 paillasses standard



matériau	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
glace émaillée	KL8040		KL8090	
stratifié	KL8043		KL8093	
grès étiré	KL8041		KL8091	
Trespa®	KL9040		KL9042	

Retour de dosseret (droite ou gauche)



avec tablette	profondeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	750 mm	KL4002		KL4005	
	900 mm	KL4003		KL4006	