

Paillasses de laboratoire gamme D+ avec piètement en C utilités sur dossier

i **Accessoires à ajouter :**

- robinets eau / gaz
- prises électriques
- étagères, vitrines, placards
- séparateurs
- panneaux d'habillage
- meubles sous paillasse voir page 19



Paillasses murales

- **piètement** métallique en C, profil en acier 60 x 30 mm recouvert de peinture époxy anti-acide blanche
- **dossieret percé** pour l'intégration des utilités, hauteur 450 mm, profondeur 60 mm
- **plan de travail** sec profondeur 600 ou 750 mm, 3 matériaux au choix : grès monolithique, Trespa® et glace émaillée


	profondeur	largeur	grès monolithique		Trespa®		glace émaillée		
			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	
▼ profondeur 660 mm : plan de travail p600 mm + barre des utilités p60 mm									
660 mm	600 mm		AP7060		AP7061		AP7062		
	900 mm		AP7090		AP7091		AP7092		
	1200 mm		AP7120		AP7121		AP7122		
	1500 mm		AP7150		AP7151		AP7152		
810 mm	1800 mm		AP7180		AP7181		AP7182		
	▼ profondeur 810 mm : plan de travail p750 mm + barre des utilités p60 mm								
	600 mm		AP9060		AP9061		AP9062		
	900 mm		AP9090		AP9091		AP9092		
810 mm	1200 mm		AP9120		AP9121		AP9122		
	1500 mm		AP9150		AP9151		AP9152		
	1800 mm		AP9180		AP9181		AP9182		




Paillasses en îlot central

- **piètement** métallique modulaire, jambage en double C, profil en acier 60 x 30 mm recouvert de peinture époxy anti-acide blanche
- **dossieret central percé** pour l'intégration des utilités, hauteur 450 mm, prof. 60 mm
- **2 Plans de travail** sec profondeur 600 ou 750 mm en vis à vis, 3 matériaux au choix : grès monolithique, Trespa® et glace émaillée, hauteur du plan de travail 900 mm

	profondeur	largeur	grès monolithique		Trespa®		glace émaillée		
			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	
▼ prof. 1260 mm : plan de travail p600 mm + utilités p60 mm + plan travail p600 mm									
1260 mm	600 mm		AP7063		AP7064		AP7065		
	900 mm		AP7093		AP7094		AP7095		
	1200 mm		AP7123		AP7124		AP7125		
	1500 mm		AP7153		AP7154		AP7155		
1560 mm	1800 mm		AP7183		AP7184		AP7185		
	▼ prof. 1560 mm : plan de travail p750 mm + utilités p60 mm + plan travail p750 mm								
	600 mm		AP9063		AP9064		AP9065		
	900 mm		AP9093		AP9094		AP9095		
1560 mm	1200 mm		AP9123		AP9124		AP9125		
	1500 mm		AP9153		AP9154		AP9155		
	1800 mm		AP9183		AP9184		AP9185		



Paillasses d'angle



Paillasses humides, avec bénitier en PP, sur demande



dim.	grès monolithique		Trespa®		glace émaillée	
	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
660 x 660 mm	AP7666		AP7667		AP7668	
810 x 810 mm	AP9186		AP9187		AP9188	