

Laveries de laboratoire gamme D+ utilités sur le plan de travail ou sur dossier



Laveries complètes

- **piètement métallique** modulaire, jambage en C, en acier recouvert de peinture époxy anti-acide
- coloris : blanc, bleu, vert, jaune, orange ou gris
- **barre percée sur plan de travail ou dossieret percé, pour utilités**
- **plan de travail** avec bord de rétentions, 2 matériaux au choix : polypropylène ou grès monolithique avec égouttoir, suivant modèle
- **cuve** 400 x 500 x h300 mm intégrée
- **mélangeur EC/EF** avec canne pivotante
- **siphon**
- **meuble sous cuve** en mélaminé hydrofuge, portes avec poignée en acier peint, coloris blanc, pour les autres couleurs, ajouter les codes couleurs
- **poubelle** fixée dans la porte du meuble sous cuve

| largeur : profondeur x haut. : | 600 mm p810 x h900 mm | 1200 mm p810 x h900 mm | | 1500 mm p660 x h900 mm | 1800 mm p810 x h900 mm | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| cuve : | 1 cuve centrale | 1 cuve à droite | 1 cuve à gauche | 2 cuves centrales | 1 cuve centrale | 2 cuves à droite |
| égouttoir : | - | égouttoir à gauche | égouttoir à droite | - | - | égouttoir à gauche |

Laveries avec utilités sur plan de travail

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | |
| Polypropylène | AP6206 | AP6212 | AP6213 | AP6214 | AP6215 | AP6218 | AP6219 |
| Grès monolithique | AP6306 | AP6312 | AP6313 | - | AP6315 | AP6318 | AP6319 |

Laveries avec utilités sur dossieret

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| | | | | | | | |
| Polypropylène | AP6406 | AP6412 | AP6413 | AP6414 | - | AP6418 | AP6419 |
| Grès monolithique | AP6506 | AP6512 | AP6513 | - | - | AP6518 | AP6519 |

Meuble sous cuve coloris blanc. Pour les autres coloris, ajouter le code couleur après la référence : Bleu ● : B Vert ● : V Jaune ● : Y Orange ● : O Gris ● : G