


Caissons mobiles sous pailleasse

i


Caractéristiques techniques

- amortisseurs de porte et amortisseurs de tiroirs : fermeture des portes et tiroirs en douceur (suivant modèles)
- poignées filantes en aluminium
- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité, façades finition blanc
- tablettes réglables sur taquets
- charnières invisibles, ouverture à 110°
- tiroirs gainés PVC blanc sur glissière métal protégée, roulements à rouleaux et guidage latéral à rattrapage de jeu
- meubles à roulettes : 4 roulettes dont 2 avec système de blocage
- tous les modèles sont livrés montés, prêts à installer


Installations des caissons sous pailleasses sèches



Installations des caissons sous pailleasses humides



Caisson 1 tiroir



- 1 tiroir, une roulette de soutien en dessous du tiroir
- amortisseur de tiroir

	petit caisson
équipement	1 tiroir
charge supportée	20 kg / tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm
poids	18 kg
Caisson avec amortisseurs	LM5025
Caisson avec amort. et serrure	LM5025S

Caissons 2 tiroirs



- 2 tiroirs hauteur 260 mm
- modèles avec serrure centralisée pour les 2 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	2 tiroirs h. 260 mm	2 tiroirs h. 260 mm
charge supportée	20 kg / tiroir	19 kg / tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	22 kg	40 kg
caissons standard	LM5006 1	LM8006 2
Caissons avec amortisseurs	LM5016	LM8016
Caissons avec amort. et serrure	LM5016S	LM8016S