

Supports universels



Idéal pour l'installation et le déplacement des étuves, incubateurs, etc.

Supports tout inox

- supports à roulettes pour étuves et incubateurs
- facilitent le déplacement et la manipulation des étuves et incubateurs
- supports en acier inoxydable avec dispositif de blocage des roulettes
- autres dimensions sur demande



dim. (l x p x h)	référence	Prix HT
700 x 640 x h250 mm	BR9051	
900 x 710 x h250 mm	BR9052	
1100 x 810 x h250 mm	BR9053	
1300 x 930 x h250 mm	BR9054	

Tables en acier peint



- tables en acier recouvert de peinture époxy (livrées démontées)
- pour étuves de 52 à 120 litres (selon modèle)

dim. (l x p x h)	pour étuve	référence	Prix HT
800 x 650 x h850 mm	52 à 80 l*	ECPT01	
900 x 750 x h800 mm	80 à 120 l**	ECPT02	

*Supporte jusqu'à 60 kg. **Supporte jusqu'à 70 kg.

Tables en tubes d'aluminium anodisé



- tables en tubes d'aluminium anodisé (livrées démontées)
- pour étuves de 52 à 120 litres (selon modèle)

dim. (l x p x h)	pour étuve	référence	Prix HT
800 x 650 x h850 mm	52 à 80 l	ECPT03	
900 x 750 x h800 mm	80 à 120 l	ECPT04	

Tables roulantes en acier peint



- table roulante en acier recouvert de peinture époxy
- roulettes Ø 150 mm
- pour étuves de 240 à 400 litres

dim. (l x p x h)	référence	Prix HT
1100 x 800 x h500 mm	ECPT05	