

Noix simple avec tige de montage



- en alliage léger
- poids : 70 g

ouverture max.	tige	référence	Prix HT
Ø 18 mm	Ø 9 x 140 mm	SML307	


Pincettes à mâchoires rondes et noix



- en alliage léger, revêtement interne en liège

ouv. mâchoire	long.	ouv. noix	référence	Prix HT
pince en acier inoxydable				
Ø 30 mm	120 mm	Ø 16 mm	SML434	
pincettes en alliage léger				
Ø 40 mm	120 mm	Ø 16 mm	SML435	
Ø 50 mm	120 mm	Ø 16 mm	SML436	

Pincettes à mâchoires rondes et noix



- mâchoire revêtement interne liège

ouv. mâchoire	long.	ouv. noix	référence	Prix HT
Ø 30 mm	115 mm	Ø 16 mm	OML910	
Ø 40 mm	115 mm	Ø 16 mm	OML911	
Ø 60 mm	115 mm	Ø 16 mm	OML912	

Pincettes à mâchoires avec noix orientable



- pince en alliage peint
- revêtement liège

ouv. mâchoire	long.	ouv. noix	référence	Prix HT
Ø 10 à 20 mm	115 mm	18 mm	OML920	
Ø 20 à 30 mm	115 mm	18 mm	OML921	
Ø 30 à 50 mm	115 mm	18 mm	OML922	
Ø 50 à 80 mm	115 mm	18 mm	OML923	

Pincettes à mâchoires avec noix orientable



- mâchoire revêtement PVC
- alliage léger antiacide et anticorrosion
- dispositif permettant d'orienter librement la noix par rapport à la pince sur 360°

ouv. mâchoire	long.	ouv. noix	référence	Prix HT
Ø 10 à 30 mm	125 mm	Ø 16 mm	SML350	
Ø 20 à 50 mm	125 mm	Ø 16 mm	SML351	

Pince à mâchoires avec noix orientable



- mâchoires revêtement PVC
- alliage léger antiacide et anticorrosion
- dispositif permettant d'orienter librement la noix par rapport à la pince sur 360°

ouv. mâchoire	long.	ouv. noix	référence	Prix HT
Ø 30 à 80 mm	140 mm	Ø 16 mm	SML352	

Pincettes à 3 doigts avec noix orientable



- pince 3 doigts, revêtement PVC
- alliage léger antiacide et anticorrosion

ouv. mâchoire	tige	ouv. noix	référence	Prix HT
Ø 0 à 30 mm	95 mm	Ø 16 mm	SML358	
Ø 0 à 80 mm	135 mm	Ø 16 mm	SML359	

Pincettes à 3 doigts avec noix orientable



- pincettes en alliage peint
- revêtement interne en PVC ou liège

ouv. mâchoire	tige	ouv. noix	référence	Prix HT
Ø 10 à 25 mm	115 mm	Ø 16 mm	OML930 1	
Ø 25 à 45 mm	115 mm	Ø 16 mm	OML931 2	

Pince à 4 griffes avec noix orientable



- griffes revêtement liège
- en alliage léger peint
- dispositif permettant d'orienter librement la noix par rapport à la pince sur 360°

ouv. mâchoire	tige	ouv. noix	référence	Prix HT
Ø 80 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	OML940	