

### Support 2 anneaux opposés avec noix de serrage



- en acier chromé
- 2 anneaux opposés
- noix de serrage centrale pour tige jusqu'à 10 mm

anneaux	longueur tiges	référence	Prix HT
Ø 45 mm	2 x 20 mm	OML330	

### Support 2 anneaux adjacents avec noix de serrage



- en acier chromé
- 2 anneaux adjacents, angle 120°
- pince de serrage pour tige jusqu'à 10 mm

anneaux	longueur tiges	référence	Prix HT
Ø 50 mm	2 x 30 mm	OML335	

### Noix de montage universelles



- double pince avec vis de fixation
- en laiton chromé

ouverture noix max.	référence	Prix HT
Ø 13 / Ø 13 mm	OML815	

### Pince universelle à 4 doigts



- en laiton chromé
- adaptée à tous les récipients, de Ø compris entre 50 et 100 mm

ouverture de la pince	référence	Prix HT
50 à 100 mm	OML892	