

Statifs à plateau en carreaux de porcelaine

- socle en fonte peinte et carreau de porcelaine de 150 x 150 mm
- tige en acier inox Ø12 x h600 mm



base	nb. carreau	poids	réf	Prix HT
190 x 170 mm	1	2,2 kg	OML190	
360 x 170 mm	2	4,5 kg	OML191	

Statif lourd à 3 tiges socle en V

- socle en fonte peinte
- tige en acier inoxydable
- possibilité de montage de 2 tiges complémentaires
- poids : 10 kg



ouvert. base	tige	poids	réf	Prix HT
230 x 660 mm	15 x 1000 mm	10 kg	OML150	

Statif télescopique base en H

IKA®



Dispositif d'équilibrage intégré : réglage de la hauteur sans effort.

- base en fonte laquée
- vis de stabilisation
- colonne en acier chromé
- hauteur réglable : 620 à 1010 mm
- charge max. : 10 kg



base (mm)	tige	poids	référence	Prix HT
460 x 420	Ø 34 x 1010 mm	0,9 kg	ST5	

Statif en H en fonte laquée

IKA®

- statif avec base en H en fonte laquée, grande stabilité
- vis de stabilisation
- tige en acier chromé
- charge max. admissible : 10 kg



base	tige	référence	Prix HT
420 x 460 mm	Ø 34 x 1010 mm	ST4	

Attache souple

IKA®



- support métallique avec tige et noix d'assemblage
- maintien du récipient par un ruban caoutchouc
- manette pour serrer le ruban afin d'immobiliser le récipient

référence	Prix HT
FIX5 Attache souple avec noix pour colonnes Ø 18 à 36 mm	