

## Cuillères en polypropylène ou polystyrène



**i** Standard ou stériles en emballage individuel.

- Idéales pour prélèvements en vue d'analyses au laboratoire, particulièrement dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique
- autoclavables à 121°C
- capacité 1 à 15 ml, longueur 180 mm
- en polypropylène ou polystyrène moulé

capacité	largeur	référence	Prix HT
<b>cuillères standard PP</b>			
1 ml	20 mm	F36723	les 12
2 ml	25 mm	F36724	les 12
5 ml	30 mm	F36725	les 12
15 ml	39 mm	F36726	les 12
<b>Assortiment : 3 cuillères de chaque taille (total 12)</b>		F36727	le jeu
<b>cuillères stériles PS en emballage individuel</b>			
1 ml		H36940	les 200
2,5 ml		H36942	les 200
5 ml		H36944	les 200
15 ml		H36946	les 200


## Cuillères jaugées en polystyrène



- coloris bleu
- cuillères sphériques
- ergonomiques
- volume utile de chaque cuillère inscrit sur la tige
- en emballage individuel, par lot de 100

capacité	référence	Prix HT
5 ml	B533405	les 100
10 ml	B533410	les 100
15 ml	B533415	les 100
25 ml	B533425	les 100

## Couverts stériles en polystyrène



- en polystyrène blanc résistant
- manche : 120 x 9 x 3 mm, longueur totale : 175 mm
- en emballage individuel stériles par rayons gamma

type	dim. A	référence	Prix HT
cuillère 10 ml	55 x 38 mm	PB1001	les 100
fourchette	55 x 25 mm	PB1002	les 100
couteau	55 x 19 mm	PB1003	les 100

## Cuillères jaugées en aluminium



- cuillères sphériques
- lot de 4 cuillères : 1,0 ml - 2,5 ml - 5,0 ml - 15,0 ml

référence	Prix HT
BC3800	Cuillères jaugées 1- 2,5 - 5 et 15 ml

## Kit de prélèvement stérile pelle et sachet



**i** Prélèvements de produits alimentaires ou pharmaceutiques.

- pelle et sachet emballés et stérilisés ensemble
- après prélèvement, la pelle peut être placée dans le sachet avec l'échantillon
- zone de marquage sur le sachet
- sachet auto-fermant conçu pour être manipulé sans aucune contamination
- languettes semi-rigides pour le maintien en position ouvert du sachet pendant le prélèvement
- pour produits solides ou liquides, fermeture étanche
- pelle 50 ml en polystyrène : 75 x 42 x 31 mm avec poignée 100 mm
- sachet 500 ml en polyéthylène : dim. 225 x 115 mm

référence	Prix HT
F36910	Kit en emballage stérile individuel, les 50