

Papiers indicateurs LMR en rouleaux

- rouleaux distributeurs de 5 mètres
- échelle de couleurs reproduite sur le boîtier
- recharges de 3 rouleaux de 5 mètres

gamme pH											réf.	Prix HT
											rouleaux 5 mètres	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	FL2830	
0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	FL2831	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	FL2832	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	FL2833
3,8	4,1	4,4	4,6	4,8	5,1	5,4						FL2838
4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0						FL2834
5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0				FL2835
6,4	6,7	7,0	7,2	7,5	7,7	8,0						FL2839
6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0					FL2836
9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13					FL2837



Papiers indicateurs LMR en bandelettes

gamme pH													réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
													bandelettes papier 1		bandelettes plastique 2	
0	1	2	3	4	5	6							-		FL2864	les 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			FL2850	les 200	-	
0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0				FL2851	les 200	FL2860	les 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			FL2852	les 200	-	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	-		FL2861	les 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		FL2853	les 200	-	
3,8	4,1	4,4	4,6	4,8	5,1	5,4							FL2857	les 200	-	
4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0							FL2854	les 200	-	
5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0						FL2855	les 200	FL2862	les 100
6,4	6,7	7,0	7,2	7,5	7,7	8,0							FL2858	les 200	-	
6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10						FL2859	les 200	-	
7	8	9	10	11	14								-		FL2865	les 100
9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0						FL2856	les 200	FL2863	les 100



- bandelettes en papier ou en plastique
- bandelettes papier : 10 livrets de 20 bandelettes, en boîtes opaques et hermétiques avec collerette d'invulnérabilité
- bandelettes plastique : 2 à 4 zones indicatrices différentes se colorent, formant une combinaison (bicolore, tricolore ou quadricolore) à comparer aux combinaisons imprimées sur la boîte

Papiers indicateurs LMR en pochettes

- bandelettes 8 x 75 mm
- grille de couleur imprimée sur la pochette

gamme pH												référence		Prix HT
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		FL2840	la pochette de 100	
0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			FL2841	la pochette de 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		FL2842	la pochette de 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	FL2843	la pochette de 100	
3,8	4,1	4,4	4,6	4,8	5,1	5,4						FL2847	la pochette de 100	
4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0						FL2844	la pochette de 100	
5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0					FL2845	la pochette de 100	
6,4	6,7	7,0	7,2	7,5	7,7	8,0						FL2848	la pochette de 100	
9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0					FL2846	la pochette de 100	

