

Papiers indicateurs pH LYPHAN® en bandelettes

Teinte indicatrice
et teinte témoin
sur la même bandelette

- très grand avantage : la lecture comparative se fait directement sur le papier lui-même, ce qui permet de contrôler très facilement le pH des solutions claires, colorées et opaques
- livrées en boîtiers distributeurs de 200 bandelettes



valeurs pH							référence	Prix HT
intervalle 0,2 pH								
1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	L6538	
3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	L6568	
3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	L6628	
5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	L6658	
6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	L6668	
5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	L6688	
6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	L6678*	
6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	L6698**	
7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	L6718	
8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	L6768	
intervalle 0,3 pH								
0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4		L650	
1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	L651	
1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	L652	
2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1		L656	
2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4	L658	
3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4		L662	
3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	L663	
4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	L664	
5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	6,7		L665	
6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5		L668	
6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	L670	
6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,1		L669	
6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	L672	
7,5	7,8	8,1	8,4	8,7			L671	
8,2	8,5	8,8	9,1	9,4	9,7		L674	
8,8	9,1	9,4	9,7	10,0			L677	
9,4	9,6	9,8	10,0	10,3			L680	
10,1	10,4	10,7	11,0	11,3			L683	
11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	L701	
intervalle 0,5 / 1 pH								
9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0		L695	
10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0		L698	
11,5	12,0	12,5	13,0	14,0			L699	
pour solutions de faible tamponnage								
3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	L625	
pour bière et produits de fermentation								
2,4	2,7	3,0	3,2	3,4	3,7	4,0	L659	

*échelle jaune à rouge **échelle vert à bleu

Papiers indicateurs pH LYPHAN® en rouleaux

Plusieurs teintes indicatrices
simultanées

- plusieurs virages simultanés de 2, 3 ou 4 teintes indicatrices
- l'échelle originale se trouvant sur le boîtier est produite avec les mêmes colorants que ceux du papier indicateur
- les teintes indicatrices sont garanties inaltérables
- rouleaux de 6 mètres livrés en boîtiers distributeurs incassables



valeurs pH	réf.	Prix HT
Rouleaux 6 m		
bandes 2 teintes		
3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9	R3969	
4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9	R4979	
6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 9,9	R6999	
bandes 3 teintes		
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0	R111	
bandes 4 teintes		
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0	R014	

Papiers indicateurs pH LYPHAN® en carnets



- carnets de 100 bandelettes de réactifs
- lecture par comparaison sur l'échelle originale imprimée sur le carnet
- teintes garanties inaltérables

valeurs pH	référence	Prix HT
réactifs 1 teinte		
3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0	R3250	1
5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,0 7,2 7,4 7,7 8,0	R5680	1
5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6	R5276	2
réactifs 2 teintes		
5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9	R5579	1