

pH / mV / °C-mètre

pH
mV (redox)
température



- double affichage digital LCD, pH ou mV, et température
- boîtier totalement étanche
- fonction Hold : mémorisation d'un couple de valeur pH (ou mV) et température
- indicateur de l'état de charge des piles
- électrode combinée pH, mV (redox), T°C

pH / mV / °C-mètre	
gamme	-2,00 à +16,00 pH (±0,05 pH)
pH étalonnage	auto. 1 ou 2 points (6 tampon standard mémorisés : pH 4,01 - 7,00 - 10,01 ou pH 4,01 - 6,86 - 9,18)
compensation T°C	automatique
mV (redox)	±1000 mV (±2 mV)
température	-5 à +60°C (±0,5°C)
cond. admissibles	-5 à +50°C et 100% HR
alim. / autonomie	piles 1,5 V - autonomie 250 h
auto-extinction	après 8 min sans utilisation
dimensions / poids	163 x 40 x 26 mm / 100 g
pH / mV / °C-mètre	APH121

pH / mV / °C-mètre série HQ



pH
mV (redox)
température



- étalonnage simple
- large écran rétro-éclairé
- compatibles avec le logiciel Claros de gestion des données
- reconnaissance automatique des électrodes
- capteurs intelligents Intellical, standard pour laboratoire et plus robustes pour le terrain : enregistrent l'historique de l'étalonnage et les paramètres des méthodes
- fonction BPL
- fonction Hold : verrouille le point final de la mesure
- livrés en mallette, avec 1 électrode pH Intellical ("labo" avec câble de 1 m, ou "terrain" avec câble de 5 m, suivant modèle), dragonne, béquille, étui de protection, 3 boîtes de 20 sachets de tampons pH (4,01 / 7,00 / 10,01)

pH / mV / °C-mètre	
gamme	0 à +14,0 pH
pH étalonnage	1, 2 ou 3 points
compens. T°C	automatique
mV (redox)	±1200 mV
température	0 à +80°C
interface	USB
capacité mémoire	5000 données
alim.	batterie lithium-ion rechargeable
protection	IP67
dimensions / poids	220 x 97 x 63 mm / 520 g
pH/mV/°C-mètre "labo"	HQ1110
pH/mV/°C-mètre "terrain"	HQ1111
électrode "labo" recharge	HQ20101
électrode "terrain" recharge	HQ10105

pH / mV / °C-mètre grand écran

pH
mV (redox)
température



- grand écran LCD
- menu avec 7 paramètres réglables (groupe de tampons de pH, points d'étalonnage, unité de température, etc.)
- calibrage par bouton-poussoir de 1 à 3 points avec reconnaissance automatique du tampon
- reconnaissance automatique des électrodes
- fonction Hold : verrouille le point final de la mesure
- fonction Reset : rétablit automatiquement tous les paramètres par défaut
- livré complet en mallette, avec 1 électrode pH, 1 sonde de température, solutions tampon pH 4, 7, 10 et pile

pH / mV / °C-mètre	
gamme	-2,00 à +16,00 pH (±0,01 pH)
pH étalonnage	automatique 2 points (3 tampon mémorisés : pH 4,01 - 7,00 - 10,01)
compens. T°C	manuelle ou automatique
mV (redox)	±1999 mV (±1 mV)
température	0 à +100°C (±1°C)
interface	USB
capacité mémoire	100 ensembles de données
alim. / autonomie	pile 9 V - autonomie 150 h
auto-extinction	après 10 min sans utilisation
dimensions / poids	185 x 88 x 32 mm / 300 g
pH / mV / °C-mètre	BE2200
électrode recharge	BE2201