

### Lavage de pipettes et burettes



- bac de lavage, bac de rinçage et paniers en polyéthylène et en polypropylène
- pour pipettes et burettes jusqu'à une longueur maximum de 600 mm

référence	Prix HT
<b>bacs de lavage</b>	
AB19221 Bac Ø165 x 500 mm	
AB19218 Bac Ø165 x 650 mm	
<b>bacs de rinçage</b>	
AB19217 Bac à pipettes, Ø165 x h650 mm	
AB19215 Bac à burettes, Ø165 x h750 mm	
<b>paniers à pipettes et burettes</b>	
AB19219 Panier Ø130 x h650 mm	
AB19220 Rallonge 200 mm pour panier AB19219	

### Supports de pipettes



- robuste, stable, résistant aux produits chimiques
- réglage progressif de la hauteur jusqu'à 450 mm, d'une seule main, grâce à un système magnétique, sans vis de blocage
- 40 emplacements jusqu'à Ø18 mm
- supports avec réducteur pour cônes plus petits
- en polypropylène, tige en acier chromé
- plateau collecteur pour protéger les pointes des pipettes et récupérer les gouttes

	Prix HT
BU9640 Support de pipettes	
<b>accessoires</b>	
BU9631 Logement pour cône Imhoff	
BU9621 Logement pour entonnoir	