

PROPIPETTE®



Exigez la poire PROPIPETTE® originale.

- **sécurité totale**
- pipetages précis (à 0,01 ml)
- **manipulation simple d'une seule main**
- **modèle standard rouge** ou **modèle universel vert** avec tige conique allongée

modèle	coloris	pour pipettes	référence	Prix HT
standard	rouge	Ø 5 à 8 mm	PROPIPETTES	
universel	verte	Ø 3 à 11 mm	PROPIPETTEU	

PROPIPETTE® Plus
à soupape automatique

Exigez la poire PROPIPETTE® originale.

Soupape automatique : une seule manipulation pour créer le vide



- **soupape automatique** pour l'évacuation de l'air, une simple pression sur la poire ouvre automatiquement la soupape et laisse échapper l'air, la soupape se referme ensuite automatiquement afin de maintenir le vide
- fonctions aspiration et refolement identifiées grâce à **deux pictogrammes moulés**
- une pression sur le mini-bulbe permet de refolement la dernière goutte
- la soupape automatique se retire facilement pour permettre un rinçage à l'eau à l'extérieur et l'intérieur de la poire
- pipetages précis ($\pm 0,01$ ml)
- manipulations d'une seule main

coloris	pour pipettes	référence	Prix HT
rouge	Ø 5 à 8 mm	PROPIPETTEPR	
verte	Ø 5 à 8 mm	PROPIPETTEPV	

PROPIPETTE® MAXI

Poire à pipeter de sécurité géante.



- pipeteur à poire géante : contrôle très précis de l'aspiration et de la distribution
- volume : 0,1 à 100 ml
- confortable et utilisation très simple : presser la poire, puis contrôler l'aspiration ou la distribution par simple action sur le bouton de commande
- bouton "Blow-out" : évacuation de la dernière goutte
- compatible avec pipette à distribution par gravité
- équipé d'un filtre hydrophobe 3 µm protégeant le système contre les remontées de liquide

référence	Prix HT
PROMAX Poire Propipette® Maxi rouge	
PROFR Filtre de rechange, les 5	

Aspire-pipette
à refolement rapide

- ▶ **excellente prise en main**
- ▶ **pipetage facile et précis**
- ▶ **une seule main suffit**

- pipetage précis d'une seule main
- convient pour pipettes en verre ou en plastique
- la molette actionnée grâce au pouce permet de pipeter et de distribuer le liquide
- résiste aux acides, alcalins, solvants organiques
- l'aspire-pipette n'entre pas en contact avec le liquide pipeté
- éjection "Blow-out" : pour refolement la dernière goutte, il suffira d'actionner la molette



volume max.	couleur	référence	Prix HT
2 ml	bleu	F3791112	
10 ml	vert	F3791110	
25 ml	rouge	F3791125	