

PIPETTES GRADUÉES

Pipettes graduées
Classe AS Classe B
Type 1 page 237 Type 1 page 239
Type 2 page 237 Type 2 page 239
Type 3 page 238 Type 3 page 239

i Pipettes jaugées
Classe AS Classe B
1 trait page 240 1 trait page 241
2 traits page 240 2 traits page 241

Pipettes Pasteur
page 244




- certifiées conformes à la norme ISO 835, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des capacités

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,10 ml	±0,007 ml	TK1400	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	TK1401 *	
2 ml	0,10 ml	±0,010 ml	TK1402	
2 ml	0,01 ml	±0,010 ml	TK1403 *	
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	TK1404	
5 ml	0,10 ml	±0,030 ml	TK1405 *	
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	TK1406	
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	TK1407	
20 ml	0,10 ml	±0,100 ml	TK1408 *	
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	TK1409	
50 ml	0,20 ml	±0,200 ml	TK1410 *	
100 ml	0,20 ml	±0,200 ml	TK1411 *	

* Non conformes à la norme ISO 835.

Pipettes graduées classe AS - type 1

pipettes graduées Type 1 : zéro en haut, volume nominal entre le 0 et le volume choisi, écoulement partiel




- certifiées conformes à la norme ISO 835
- pointes renforcées : bonne résistance et garantie de délais d'écoulement corrects
- graduations indélébiles
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- temps d'attente 5 secondes
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	PW3500 les 2	
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	PW3501 les 2	
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	PW3502 les 2	
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	PW3503 les 2	
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	PW3504 les 2	



- certifiées conformes à la norme ISO 835
- logo gravé "H" : conformité, numéro de lot et année de production
- longueur 360 mm (450 mm pour 25 ml)
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	HL3229	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	HL3233	
1 ml	0,1 ml	±0,007 ml	HL3235	
2 ml	0,02 ml	±0,01 ml	HL3241	
2 ml	0,1 ml	±0,01 ml	HL3242	
5 ml	0,05 ml	±0,03 ml	HL3253	
5 ml	0,1 ml	±0,03 ml	HL3254	
10 ml	0,1 ml	±0,05 ml	HL3260	
25 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3270	






Pipettes graduées classe AS - type 2

pipettes graduées Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total



- logo gravé "H" : conformité, numéro de lot et année de production
- longueur 360 mm (sauf modèles 25 ml et 50 ml longueur 450 mm)
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			graduations ambrées		graduations bleues	
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	HL3329		HL3429	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	HL3333		HL3433	
1 ml	0,1 ml	±0,007 ml	HL3335		HL3435	
2 ml	0,02 ml	±0,01 ml	HL3341		HL3441	
2 ml	0,1 ml	±0,01 ml	HL3342		HL3442	
5 ml	0,05 ml	±0,03 ml	HL3353		HL3453	
5 ml	0,1 ml	±0,03 ml	HL3354		HL3454	
10 ml	0,1 ml	±0,05 ml	HL3360		HL3460	
20 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3365		HL3465	
25 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3370		HL3470	



- certifiées conformes à la norme ISO 835
- pointes renforcées : bonne résistance et garantie de délais d'écoulement corrects
- graduations indélébiles
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- temps d'attente 5 secondes
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	PW3700 les 2	
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	PW3701 les 2	
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	PW3702 les 2	
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	PW3703 les 2	
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	PW3704 les 2	

